

Med ett hjärta för sjukvården

# VIOLETTA - Infusionsstället

Lätt och portabelt  
En dröm för hemsjukvården  
Upphängningsbart, frigör utrymme



Patenterad

**Stativ**  
I aluminium.

**Fot**  
Fembensfot i aluminium, hopfällbar.

**Handtag**  
Löstagbart, kombinerat bär- och styrhandtag.

**Krokar**  
För upphängning av droppåse samt förvaring av infusionsstället. Krokarna möjliggör upphängning av ett eller flera infusionsställ på våra en- eller tvåvåningsrack, på en väggkrok eller i skåp/garderob.

**Hjul**  
Lättrullande, tystgående och stabila. Som tillval kan man välja låsbara hjul.

**Färger**  
Röd är standard, andra färger finns mot pristillägg.

**Vikt**  
Ca 3 kg.

**Höjd**  
Lägst 88,5 cm (hopfälld).  
Högst 213 cm.  
Avser 3-delad modell.




Exempel på färger

**Infusionsställ**  
VIOLETTA 3-delad(std)  
VIOLETTA 2-delad

**Art Nr**  
N1-080-3500  
N1-080-3500-2

**Tillbehör**  
Handtag  
Extra krokar, par  
2-våningsrack,  
för 16 VIOLETTA  
1-våningsrack,  
för 8 VIOLETTA


**ART Nr**  
080-3003  
080-3004  
080-3005  
  
080-3006



2-våningsrack med åtta VIOLETTA



1-våningsrack



1-våningsrack med åtta VIOLETTA



2-delat VIOLETTA

Hur förvarar man så många som 16 infusionsställ på en yta av 0.5 m<sup>2</sup>?  
Hur transporterar och bär hemsjukvårdaren ett infusionsställ på ett effektivt sätt?



Stabil och funktionell



**VIOLETTA** är i sanning en ny innovation som kommer att förändra vår syn på infusionsställ.

Det är portabelt, ultralätt, praktiskt att transportera och oerhört smidigt att förvara.

#### För hemsjukvård

Dess mobilitet och moderna design gör det perfekt för hemsjukvård och annan mobil sjukvård.

Dess vikt på bara 3 kg gör VIOLETTA mycket lätt att bära i exempelvis trappor och mycket smidigt att ta med i bilen, på bussen eller annat transportmedel.

#### För sjukhus

Den verkliga revolutionen med VIOLETTA är att dess kompakta hopfällbara design gör det möjligt att förvara den hängande.

Med Sjöbloms upphängningsrack kan man förvara så många som 16 VIOLETTA på endast 0.5 m<sup>2</sup> yta.

Detta innebär slutet för kaotiska förvaringsrum och en skog av infusionsställ som tar upp värdefull förvaringsyta - en faktor lika viktig på såväl sjukhus som på mindre vårdinrättningar.

För arkitekter och andra som planerar nya sjukvårdsinrättningar sparar VIOLETTA mängder av utrymme.

Häng upp det infusionsställ du inte använder på en krok på väggen i stället för att snubbla på det.

VIOLETTA är tillgängligt i många olika färger, vilket exempelvis gör att man kan välja en färg per avdelning.



Enkelt hopfällbar



Praktisk att förvara



Lätt att bära