




Olivkoppling A420

Wing Plasts Olivkoppling A420 i miljövänlig plast är en sterilförpackad kateter-adapter för engångsbruk. Olivkopplingen används mellan spruta och kateter för in dosering av läkemedel eller för renspolning.

- Dess konformade topp gör att den passar alla dimensioner av katetrar och sonder
- Passar alla storlekar av sprutor
- Endast 44 mm lång
- Sterilförpackad



**Material**



- Polystyren slagfast (Opak)
- Smälttemperatur: 90-100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri
- Miljövänlig

**Vikt**

- Detalj: 2,6 g
- Transportförpackning: 1 kg

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st
- Transportförpackning: 200 st
- Pallkvantitet: 12000 st

Transportförpackning**Pall**

Vikt: 80 kg
Volym: 1,1 m³

Kvalitet

- ISO 9001

Miljö

- ISO 14001

Arbetsmiljö

- AFS 2001

