

3M™ Littmann® Reservdelskit Classic III™ och Cardiology IV™, grå, 40017



Genom stetoskopen 3M™ Littmann® får du den höga kvaliteten som vårdpersonal förväntar sig. Varje reservdel och tillbehör uppfyller också samma krävande standard. Reservdelar och tillbehör till Littmann-stetoskopen är praktiskt förpackade i paket som motsvarar stetoskopmodellerna, vilket förenklar reparationen. Varje artikel är noggrant tillverkad för att problemfritt kunna anslutas till befintlig utrustning.

I 3M™ Littmann® Stetoskop-reservdelskitet till stetoskopet Classic III™ och Cardiology IV™ finns ett grå flytande membran i ett stycke både till bröststyckets vuxen- och barnsida, därtill två små mjuktätande öronoliver. Tack vare tekniken med flytande membran – en 3M-uppfinning – kan sjukvårdspersonal höra ljud i olika frekvenser genom att justera trycket på bröststycket. Håll bröststycket med lätt tryck för att höra lågfrekventa ljud, tryck lite mer för att höra högfrekventa ljud. Denna tidsbesparande funktion gör att vårdgivaren kan ägna mer tid åt patienter, både vuxna och barn. De mjuktätande öronoliverna anpassar sig efter örats form och ger en utmärkt akustisk tätning och en bekväm passform. Öronoliverna sluter tätt intill öronbyglarnas ändar. Av säkerhetsskäl kräver de viss kraft för att tas bort.

Produktbeskrivning

- Kvalitet och pålitlighet i ett praktiskt paket
- Innehåller ett flytande membran i ett stycke för vuxensidan av stetoskopets bröststycke, grå
- Innehåller ett flytande membran i ett stycke för barnsidan av stetoskopets bröststycke, grå

Artikelnummer och produktbeskrivning:

7100137384	3M™ Littmann® Stethoscope Spare Parts Kit, Classic III™& Cardiology IV, Grey, 40017
------------	---