

Baskermössa Typ Clip cap

Latexfri & PVC-fri

AST Medical

libon



Material: 100% polypropylen (PP) non-woven

Gramvikt: 14 g/m²

Färg:	Blå
Storlek:	52 cm diameter
Resår:	Polyester
Indikation:	Baskermössa avsedd för att innesluta håret för bäraren, oavsett om det är operationspersonal/annan personal eller patienter.
Förpackning:	100 st/avd fp
CE-märkning:	Klass 1 enl MDD
Tillverkning:	Kina
Certifiering:	ISO 13485:2016
Lagring:	5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Avd fp st	Trp fp st
4418102	52 cm diam	100	10 x 100 = 1000