

UNDERSÖKNINGSBRITS PREMIUM, ELEKTRISK

Artikelnummer: 4-915

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av undersökningsbriter. Från enklare standardbriter till modeller med elektrisk reglering av höjd och rygg, alla paketerade för att göra det enkelt att välja rätt brits för just ditt behov. Dessutom har vi utvecklat specialbriter, bland annat för ultraljudsundersökning av hjärtat. Höjjusteringen på alla våra briter sker alltid rakt upp och rakt ner, vilket gör att de med fördel kan placeras mot en vägg. Våra hjul är av högsta kvalitet och gör att briter rullar lätt och blir enkla att manövrera. Välj mellan ett stort urval av klädsfärger.

ELEKTRISK PREMIUMBRIT MED EXTRA LÅG HÖJD

Vår storsäljare som med sin extra låga höjd, centrallåsta hjul, elektrisk rygg och skyddslist som standard har allt du behöver för en smidig användning. Stabiliteten bidrar till en säker och trygg undersökning, oavsett hur patienten ligger eller sitter på briter.

Den elektriska höjregleringen sker rakt upp och rakt ner, vilket gör att briter med fördel kan placeras mot en vägg. Höjden är väl tilltagen både i lägsta och högsta läget. Det innebär enklare i- och urstigning för patienten, samtidigt som du alltid får en bra arbetsställning. Även ryggen justeras elektriskt vilket gör att du alltid har händerna fria.

Undersökningsbrit Premium är utrustad med centrallåsta hjul. Med Oscar centrallåstning får du tre olika lägen; alla hjul bromsade, alla hjul frigjorda eller 2 st frigjorda och 2 st riktningsspärrade. Centrallåsta hjul är att föredra om briter ska flyttas mycket och underlättar också vid byte av pappersrulle, om briter står mot en vägg.

Briter är lätt att fälla till chockläge och har en kroppsformad design. Välj mellan 14 olika klädsfärger.

Andningshål och sidogrindar finns som tillval.



UNDERSÖKNINGSBRITS PREMIUM, ELEKTRISK

EGENSKAPER

Elektrisk höj-/sänkbar

Extra låg höjd

Elektrisk justerbar rygg

Centrallåsta hjul

Skyddslist

Gasfjäderreglerat chockläge

Pappershållare

Stabil i alla lägen

Brett urval av klädsel färger

SPECIFIKATION

Patientvikt 200 kg

Längd 2000 mm

Bredd 700 mm

Höjd 450-950 mm

Chockläge 11°

Vikt 72 kg

KLÄDSLAR



Äggskal



Sand



Melange



Pärlgrå



Antracit



Svart



Körsbär



Himmelsblå



Ljusblå



Baltic



Blå



Grå-grön



Orkidé



Vinröd

Beställ gärna kostnadsfria färgprover

TILLVAL

Sidogrindar/par special 4-661

Andningshål 4-657