

PROVTAGNINGSTOL 510

Artikelnummer: 2-510

Smarta funktioner, hög kvalitet och stilsäker och smidig design är gemensamt för alla våra lättplacerade provtagningsstolar. Det bidrar både till en bra arbetsmiljö och en trygg patientupplevelse, såväl vid det stora sjukhuslaboratoriet som den lilla mottagningen. Monteringen på den centrala pelaren gör att höjning och sänkning av stolshöjden sker rakt upp och rakt ner, vilket underlättar arbetsmomenten och ökar patientsäkerheten. Anpassade tillbehör och ett stort urval av klädsel färger ger stor valfrihet.

FUNKTIONELL KOMFORT MED SNURRFUNKTION

Elektrisk justering av höjden, men med gasfjäderreglerad rygg som justeras med ett enhandsgrepp och ett lätt tryck med andra handen. Snurrbarheten upp till 350° bidrar till funktionell komfort och en bra ergonomi för dig som tar proverna. Du behöver inte byta sida vid provtagning i den andra armen och du låser enkelt sitsen i önskad position med spaken vid sidan. Notera att stolens hjul fria underrede vilar konstant mot golvet, på samma sätt som på en snurfåtölj. Det gör roteringen extremt smidig.

Armskenorna är plana och justeras steglöst med enhandsgrepp. Vadplattan följer automatiskt med upp vid fällning av ryggen och stolen går att fälla ända ner till chockläge. Vid upprätt läge går vadplattan extra långt in så den inte är i vägen när patienten ska sätta sig. Patientknopparna gör det också lätt att komma i och ur.

Stolen levereras komplett som på bilden.



PROVTAGNINGSTOL 510

EGENSKAPER

Roterbar
Elektrisk höj-/sänkbar
Manuellt justerbar rygg
Chockläge
Justerbara plana armskenor
Patientknoppar
Justerbar vadplatta
Stabilt och smidigt underrede
Brett urval av färger på klädslar

SPECIFIKATION

Patientvikt	165 kg
Bredd utan armskenor	680 mm
Bredd med armskenor (ca)	800 mm
Längd fälld	1590 mm
Sitsbredd	485 mm
Sitthöjd	470 - 700 mm
Vikt	72 kg

KLÄDSLAR



Äggskal



Sand



Melange



Pärigrå



Antracit



Svart



Körsbär



Himmelsblå



Ljusblå



Baltic



Blå



Grå-grön



Orkidé



Vinröd

Beställ gärna kostnadsfria färgprover

TILLVAL

Kulfunktion till valfri
armskena

2-420