

# UNDERSÖKNINGSBRITS PREMIUM, HYDRAULISK

ARTIKELNR 4-926

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av undersökningsbriter. Från enklare standardbriter till modeller med elektrisk reglering av höjd och rygg, alla paketerade för att göra det enkelt att välja rätt brits för just ditt behov. Dessutom har vi utvecklat specialbriter, bland annat för ultraljudsundersökning av hjärtat. Höjdjusteringen på alla våra briter sker alltid rakt upp och rakt ner, vilket gör att de med fördel kan placeras mot en vägg. Våra hjul är av högsta kvalitet och gör att briter rullar lätt och blir enkla att manövrera. Välj mellan ett stort urval av klädsel färger.

## HYDRAULISK PREMIUMBRITS MED EXTRA LÅG OCH HÖG HÖJD

Centrallåsta hjul, skyddslist och hydraulisk höjdjustering underlättar när behovet av att flytta briter är av högsta vikt. Stabiliteten bidrar till en säker och trygg undersökning, oavsett hur patienten ligger eller sitter på briter. Den hydrauliska höjdregleringen via fottrampan sker rakt upp och rakt ner, vilket innebär att briter med fördel kan placeras mot en vägg. Höjden är väl tilltagen både i lägsta och högsta läget. Det innebär enklare i- och urstigning för patienten, samtidigt som du alltid får en bra arbetsställning.

Undersökningsbrits Premium är utrustad med centrallåsta hjul. Med Oscar centrallåsning får du tre olika lägen; alla hjul bromsade, alla hjul frigjorda eller 2 st frigjorda och 2 st riktningsspärrade. Centrallåsta hjul är att föredra om briter ska flyttas mycket och underlättar också vid byte av pappersrulle, om briter står mot en vägg.

Briter är lätt att fälla till chockläge och har en kroppsformad design. Välj mellan 14 olika klädsel färger.

Andningshål och sidogrindar finns som tillval.



**OSCAR** | MED  
TEC

Oscar Medtec AB, Arntorpsgatan 24, SE-442 45 Kungälv, Sweden | +46 (0)303 170 50 | info@oscardmedtec.se | oscardmedtec.se

# UNDERSÖKNINGSBRITS PREMIUM HYDRAULISK

ARTIKELNR 4-926

## EGENSKAPER

Hydraulisk höj-/sänkbar

Extra låg och hög höjd

Centrallåsta hjul

Skyddslist

Gasfjäderreglerat chockläge

Pappershållare

Stabil i alla lägen

Brett urval av klädsel färger

## SPECIFIKATION

Patientvikt 200 kg

Längd 2000 mm

Bredd 700 mm

Höjd 465-930 mm

Chockläge - 11 °

Vikt 72 kg

## KLÄDSLAR



Äggskal

Sand

Melange



Pärlgrå

Antracit

Svart



Körsbär

Himmelsblå

Ljusblå



Baltic

Blå

Grå-grön



Orkidé

Vinröd

*Beställ gärna kostnadsfria färgprover*

## TILLVAL

Sidogrindar/par special 4-661

Andningshål 4-657