

Märkspiraler till instrument Steris

- Märkspiraler engångs produkter i olika färger
- Polypropylen Värmebeständig upp till 134 Grader

Mediq artnr	Lev artnr	Beskrivning	Mått	Färg
10019734	O9639	Märkspiral Ljusblå För Max Ø 6 Mm	Ø 6 Mm	Ljusblå
10029031	O9640	Märkspiral mörkblå för max 6Ømm	Ø 6 Mm	Mörkblå
10023227	O9641	Märkspiral ljusgrön för max 6Ømm	Ø 6 Mm	Ljusgrön
10029033	O9642	Märkspiral mörkgrön för max 6Ømm	Ø 6 Mm	Mörkgrön
10026284	O9643	Märkspiral Vit För Max Ø 6mm	Ø 6 Mm	Vit
10023226	O9644	Märkspiral Rosa För Max Ø 6 Mm	Ø 6 Mm	Rosa
10019735	O9645	Märkspiral Mörkröd För Max Ø 6 Mm	Ø 6 Mm	Mörkröd
10029034	O9646	Märkspiral ljusgul för max 6Ømm	Ø 6 Mm	Ljusgul
10022761	O9647	Märkspiral orange för max 6Ømm	Ø 6 Mm	Orange
10020609	O9649	Märkspiral svart för max 6Ømm	Ø 6 Mm	Svart
10029037	O9651	Märkspiral Turkos för max 6Ømm	Ø 6 Mm	Turkos

