

MDF® Acoustica®



MDF747XP

Handgjort i aluminium för minimal vikt, oöverträffad prestanda och hållbarhet.
Samtliga MDF stetoskop är av så hög kvalitet att vi erbjuder **livstids garanti**.

Livstids garanti
Ultrasensitivt membran
Överlägsen högfrekvent förstärkning
Bröststycke i lättviktsaluminium
Latexfritt



MDF747XP11



MDF747XPRG11

Beställningsinformation

Beskrivning

Stetoskop Delux system, Svart
Stetoskop Delux system, Roseguld/Svart
Stetoskop Delux system, Roseguld/Vit
Stetoskop Delux system, Vinröd

Artikelnummer

MDF747XP11
MDF747XPRG11
MDF747XPRG29
MDF747XP17



An ADDvise Group Company

IM-Medico Svenska AB | Tegelluddsvägen 76, 115 28 STOCKHOLM | +46 8 715 55 10 | info@im-medico.se | www.im-medico.se