



Leverantör:
Extrudan

Extru Flex 1000

Förbindelseslang för nefrostomi

Anslutning: Luer - Universalkona - Trevägskran
Längd: 150 mm
Steril. PVC.
Latexfria.
Hållbarhet: 5 år

Art.nr	Ref.nr	Koppling	Slangdiameter mm	Förp.
10018394	0840 0150 47	Luer - universalkona	2,7 / 4,0	100
10022848	0845 0150 47	Luer - universalkona/trevägskran	2,7 / 4,0	50



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com