



Liv Greenium Sanitetsrent Alkalisk

Produktinformation

Rengöringsmedel som är baserad på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror och effektivt löser smuts- och fettavlagringar. Används på sanitetsgods, i duschar, väggar och golv av kakel eller klinker.



Bruksanvisning

Blanda 20 ml flytande koncentrat till 10L vatten. För mycket kraftfull rengöring max 90ml till 10L vatten. Applicera produkten på ytan med svabb eller med sprayflaska. Låt verka någon minut men undvik intorkning. Vid behov bearbeta ytan mekaniskt. Skölj eller torka därefter av ytan med vatten.

pH-värde koncentrat: ca 11

pH-värde brukslösning: ca 9

Produktdata

Artikelnummer
17990001

Benämning

Liv Greenium Sanitetsrent Alkalisk 1L

Antal/kartong:

12 x 1L

