

CUREA CLEAN BREATHABLE


curea medical

Innovation with Care

Superabsorberande förband med spärrskikt för vätskande sår. Icke steril.

Curea Clean Breathable är en effektiv lösning för måttligt till rikligt vätskande sår. Den patenterade Supercore teknologin gör att förbandet tar upp och binder stora mängder vätska, samt skapar en torr yta mot såret. Absorberar även blod och mer trögflytande exsudat.

- Hög absorptionskapacitet
- Absorberar blod och trögflytande exsudat
- Hög retentionskapacitet
- Med spärrskikt som förebygger läckage
- Förebygger maceration och skadade sårkanter
- Bibehåller en torr yta mot sårområdet
- Bakteriebindande egenskaper
- Reducerar risken för korskontamination
- Optimalt under kompression
- Ej allergiframkallande
- Kan användas upp till 7 dagar
- Reducerar antalet förbandsbyten
- Ej steril



TIPS

Utmärkt att använda Curea i kombination med Polymem WIC vid behov av smärtreducering och upprepning av såret. PolyMem WIC stimulerar aktivt sårsläkningen och bidrar normalt till en snabbare sårsläkning.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- Rengör såret enligt gällande principer
- Lägg på en Curea Clean Breathable i passande storlek (klipp ej i förbandet)
- Lägg förbandet med den vita sidan mot sårytan och sidan med film/tryck ut från såret
- Vid djupare sår - fyll sårhålan med ett förband för kaviteter, tex PolyMem WIC och täck sedan med Curea Clean Breathable som sekundärförband
- Fixera förbandet
- Låt förbandet sitta på tills det blir mättat, max 7 dagar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Måttligt till rikligt vätskande sår bla trycksår, diabetessår, venösa bensår, nekrotiska sår, operationssår med flera.

31 PARTNERMED

Adresse: Box 25, 452 21 Strömstad | Tlf.: +47 94 00 04 74 | E-post: info@partnermed.se

www.partnermed.se

CUREA CLEAN

Superabsorberande förband för måttligt till rikligt vätskande sår. Icke steril.

Art.nr.	Storlek	Ant per fpk
CC-100100-100	10 x 10 cm	100 stk
CC-100200-50	10 x 20 cm	50 stk
CC-150150-25	15 x 15 cm	25 stk
CC-200200-25	20 x 20 cm	25 stk
CC-200300-20	20 x 30 cm	20 stk

CUREA CLEAN BREATHABLE

Superabsorberande förband för måttligt till rikligt vätskande sår. Med spärrskikt. Icke steril.

Art.nr.	Storlek	Ant per fpk
CCB-065085-80	6,5 x 8,5 cm	80 stk (10 x 8)
CCB-065130-40	6,5 x 13 cm	40 stk (10 x 4)
CCB-100100-80	10 x 10 cm	80 stk (10 x 8)
CCB-100150-40	10 x 15 cm	40 stk (10 x 4)
CCB-100200-40	10 x 20 cm	40 stk (10 x 4)
CCB-150150-40	15 x 15 cm	40 stk (10 x 4)
CCB-150200-40	15 x 20 cm	40 stk (10 x 4)
CCB-200200-20	20 x 20 cm	20stk (10 x 2)
CCB-200300-20	20 x 30 cm	20 stk (10 x 2)
CCB-200400-20	20 x 40 cm	20 stk (10 x 2)

CUREA P1 DRAIN

Superabsorberande förband med horisontell slits för tuber, dränage och liknande. Steril.

Art.nr.	Storlek	Ant per fpk
P1-100100D-25	12 x 12 cm	25 stk

CUREA P1 HEEL

Superabsorberande hälförband som kan anpassas till olika hälstorlekar. Steril.

Art.nr.	Storlek	Ant per fpk
PIH-200300-5	20 x 30 cm	5 stk

CUREA P1 DUO ACTIVE

Superabsorberande förband med aktivt Kol för illaluktande och infekterade sår. Steril.

Art.nr.	Storlek	Ant per fpk
C1DUO-100100	10 x 10 cm	10 stk
C1DUO-100200	10 x 20 cm	10 stk
C1DUO-200200	20 x 20 cm	10 stk

CUREA P1

Superabsorberande förband för måttligt till rikligt vätskande sår. Med spärrskikt. Steril.

Art.nr.	Storlek	Ant per fpk
P1-055075-10	5,5 x 7,5 cm	10 stk
P1-055130-10	5,5 x 13 cm	10 stk
P1-075075-10	7,5 x 7,5 cm	10 stk
P1-100100-10	10 x 10 cm	10 stk
P1-100100-25		25 stk
P1-100100-50		50 stk
P1-100200-10	10 x 20 cm	10 stk
P1-100200-25		25 stk
P1-100200-50		50 stk
P1-100300-10	10 x 30 cm	10 stk
P1-150150-10	15 x 15 cm	10 stk
P1-150200-10	15 x 20 cm	10 stk
P1-200200-10	20 x 20 cm	10 stk
P1-200200-25		25 stk
P1-200200-50		50 stk
P1-200300-10	20 x 30 cm	10 stk
P1-200400-10	20 x 40 cm	10 stk
P1-400600-10	40 x 60 cm	10 stk

CUREA 150

Superabsorberande extra starkt förflyttningslakan med kapacitet upp till 150 kg och 4,5 l vätska. Icke steril.

Art.nr.	Storlek	Ant per fpk
OPTA210080010-CPBTBS	210 x 80 cm	20 stk

CUREA LIQUIMAT STANDARD

Superabsorberande golvmatta med kapacitet upp till 7 l vätska. Icke steril.

Art.nr.	Storlek	Ant per fpk
LMS07500360	75 x 36 cm	100 stk

POLYMEM WIC

Multifunktionellt förband för kaviteter.

Art.nr.	Storlek	Ant per fpk
5731	2,5 x 8 cm	14 stk
5733	8 x 8 cm	10 stk
5712	30 x 8 cm	12 stk

POLYMEM WIC MED SILVER

Multifunktionellt förband för kaviteter.

Art.nr.	Storlek	Ant per fpk
1333	8 x 8 cm	10 stk