

Nyhet!

Blodtrycksmätare Omron M5 Black Edition med nätadapter (MIT5s Connect)



Artikelnummer: 4250 (Ersätter artikel 4270 Omron M6 AC Black Edition)

Omron M5 Black Edition mäter blodtrycket med oscillometrisk metod vilket innebär att monitorn detekterar blodgenomströmningen genom artären och omvandlar rörelserna till en digital läsning. Med en oscillometrisk bildskärm behövs inte stetoskop så mätaren är enkel att använda. M5 Black Edition kombinerar avancerad Omron-teknik med modern design. Dess unika kombination garanterar noggrann mätning och gör att du även kan spåra blodtrycksresultatet på din smartphone när som helst och var som helst. Omron M5 Black Edition har en mobil applikation som ansluter till Omron-Bluetooth-enheter och ger en enkel visning av dina mätningar, historia, grafer och medelvärden. Du kan enkelt visa, spara och dela dina hälsodata med andra program. Levereras med manual, batterier (4 st AA 1.5 V), nätadapter, förvaringsväska och manschett i storlek 22-42 cm med 75 cm slang. Högpresterande batterier klarar ca 1000 mätningar. Kliniskt validerad och godkänd. 3 års garanti på mätaren och 1 år på manschetten.

- Intellisense Teknologi
- Minne för 2 användare varav 100 minnen/användare
- Omron Connect med mobilapplikation
- Indikerar vid oregelbundna hjärtslag
- Färgindikator som signalerar vid högt tryck
- Räknar ut genomsnitt av de 3 senaste mätningarna
- Genomsnittlig morgon- och nattmätning
- Indikator för spårning av morgonhypertoni
- Indikator för spårning av hypertoni

Tillbehör:

1201 Manschett S (17-22 cm)
1270-2 Förlängningsslang 1,2 m