



Sterilpåsar för robotinstrument

Extra starkt material som skyddar instrument.

- Mycket starkt skydd mot bakterier och kontamination
- Stor reduktion av tiden vid förpackning (2-5 gånger snabbare)
- Ren, fiberfri öppning av förpackningen
- Avsedd för ångsterilisering i 134 °C
- Individuella instrument kan förbli öppnade
- Storlekarna är anpassade för att möjliggöra dubbel förpackning
- Längre lagringstid än vid användning av packskynken
- Mindre miljöbelastning genom användning av mindre mängd material, vilket ger mindre avfall jämfört med packskynken
- Plan sterilpåse

Förpackning: 400 st

Produktspecifikation:

Artnr	Refnr	Beskrivning
10023185	SDV10	200 x 800 mm
10023186	SDV20	250 x 900 mm
10023211	SSDV10	200 x 800 mm självhäftande
10023212	SSDV20	250 x 900 mm självhäftande

Leverantör

Steriking/Wipak