



Instrumentmärkning

För märkning/indentifiering av instrument.

Märkband i olika färger, tillverkade av silikon.

Fungerar för ångsterilisering.
Utan ångindikator.
Engångs.

Produktspecifikation:

Artikelnummer	<u>Mediq / Ref</u> 10021993 / 09291 10023252 / 09290 10021994 / 09292 10020695 / 09299 10021995 / 09294 10020698 / 09295
Avd. förp.	100 st
Certifieringar och miljökrav	Klass 4 - 14001:2005 EN 867-5
Hållbarhet	4 år från tillverkningsdatum

Leverantör

Key Surgical