



Safety Clear

Trachealtub - Magill, utan cuff

Trachealtub utan cuff, för nasalt / oralt bruk, atraumatisk spets, genomgående röntgenlinje, stämbandsmarkering som är synlig runt om på tubstorlek 2,5 - 6,5 mm. Steril, för engångsbruk.
Material: PVC

Mediq-nummer	Lev/ref-nummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm	Avd. förp.
10023289	100380-000020	2,0	2,0 / 3,0	150	10
10023290	100380-000025	2,5	2,5 / 4,0	160	10
10023291	100380-000030	3,0	3,0 / 5,0	170	10
10023292	100380-000035	3,5	3,5 / 5,3	190	10
	100380-000040	4,0	4,0 / 6,0	210	10
	100380-000045	4,5	4,5 / 6,3	230	10
	100380-000050	5,0	5,0 / 6,7	250	10
	100380-000055	5,5	5,5 / 7,3	280	10
	100380-000060	6,0	6,0 / 8,0	290	10
	100380-000065	6,5	6,5 / 8,7	300	10
	100380-000070	7,0	7,0 / 9,3	320	10
	100380-000075	7,5	7,5 / 10,0	330	10
10015261	100380-000080	8,0	8,0 / 10,7	340	10
	100380-000085	8,5	8,5 / 11,3	345	10
	100380-000090	9,0	9,0 / 12,0	350	10
	100380-000095	9,5	9,5 / 12,7	350	10
	100380-000100	10,0	10,0 / 13,3	350	10

För mer information

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com