


Universalpump 434009

Universalpump 434009 används med fördel till storpack eller dunk av ultraljudsgel, glidslem eller liknande geler och krämer.

- Tillbehör till 5 kg dunk
- Den uppfyller kraven på ämnen som kommer i kontakt med livsmedel
- Mycket tålig pump

Universalpump 434009



Innehåll

- HD
- PP

Information

- Passar på alla dunkar med 40 mm gänga


Vikt

- Detalj: 50 g
- Transportförpackning: 70 g

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 1 st
- Transportförpackning: 1 st

Transportförpackning



30-434009-001-210520

Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

