



# Double D Coaxial

## Andningssystem för ventilator och respirator

Double D Coaxial andningssystem inkluderar både inspiration- och expirationsslang i en slang.

Inspiration och expirationsslangen delas av en skiljevägg som resulterar i att den varma expirationsluften från patienten värmer den kallare inspirtionsluften som kommer från anes-tesi/ventilatorn.

Skiljeväggen stabiliserar och ger slagen elasticitet och bidrar till en adekvat eftergivlighet så att avsedd volym levereras.




Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 93 00, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [kundservice.hospital@mediq.com](mailto:kundservice.hospital@mediq.com)

## Double D - Anestesi kit



1. narkosslang
2. handventilationsslang
3. latexfri andningsballong

### FÖRDELAR OCH EGENSKAPER

- Två i en slang: inspiration- och expirationsslang i ett
- Värmeöverföring från en slang till den andra: expirationsluften värmer upp den inspiratoriska tillförda gasen
- Minskad eftergivlighet i slangen ger ökad tillförd volym
- Reducerad vikt: mindre drag i tuben leder till högre patientkomfort
- Mindre tillverkningsmaterial: bevarar miljön för mindre utsläpp och mindre lagerplats
- Lämplig för vuxna, barn och neonatala
- Mjuk och bekväm
- Utdragbar expirationsslang
- Flexibla anslutningar för att passa ventilatorernas anslutningar
- Latex- och DEHP-fri

Artikelnummer	Beskrivning	Längd cm	Avd.förp.
198881-180	Narkosslang, dubbellumen, med knä och samplingsport, längd 180 cm	180	20
198881-280	Narkosslang, dubbellumen, med knä och samplingsport, längd 280 cm	280	20
198886-180	Narkosslang, dubbellumen, längd 180 cm, med knä, samplingsport och engångsblåsa 2 l med 1,2 m slang	180	20
198886-0318	Narkosslang, dubbellumen, längd 180 cm, med knä, samplingsport och engångsblåsa 2 l med 3,0 m expanderbar slang	180	20
198886-0518	Narkosslang Smoothbore, dubbellumen, med knä och samplingsport, längd 180 cm	180	20
198886-1801	Narkosslang, dubbellumen, längd 180 cm, med knä, samplingsport och engångsblåsa 2 l med 1,5 m slang	180	20
198886-1806	Narkosslang, dubbellumen, längd 180 cm, med knä, samplingsport och engångsblåsa med ögla 2 l med 1,5 m slang	180	20
198886-310	Narkosslang, dubbellumen, längd 310 cm, med knä, vinkelkoppling med samplingsport och engångsblåsa 2 l med ögla. Inklusive handventilationsslang 150 cm.	310	15

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 93 00, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [kundservice.hospital@mediq.com](mailto:kundservice.hospital@mediq.com)