



30x24 gram



Afenil® Gel

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Afenil® Gel ett fenylalaninfrfritt aminosyrapulver med essentiella och icke essentiella aminosyror, vitaminer och mineraler och är lämplig för kostbehandling av fenylketonuri (PKU).

Dosering och administrering

Afenil® Gel kan intas som dryck eller gel.

Tillredning av dryck:

1. Häll innehållet i en bägare och tillsätt ca 80 ml kallt vatten.
2. Skaka väl i ca. 10 sekunder.

Tillredning av gel:

1. Häll innehållet i en bägare och tillsätt ca 30 ml kallt vatten.
2. Skaka väl i ca. 10 sekunder.
3. Låt stå i 2 min. för att få en krämig gel.

Afenil® Gel skall helst konsumeras direkt efter beredning. Kan dock förvaras i kylskåp upp till 24 timmar; skakas väl innan intag.

Näringsdeklaration		100 g	24 g			100 g	24 g			100 g	24 g
Energi	kj	1388	333	Vitamin C	mg	63	15	AMINOSYROR			
	Kcal	327	78	Vitamin D3	µg	14.6	3.5	L-alanin	g	1.8	0.4
Fett	g	0	0	Vitamin E	µg	9	2.2	L-arginin	g	2.9	0.7
varav mättat fett	g	0	0	Vitamin K	µg	41	9.8	L-aspartat	g	4.6	1.1
Kolhydrater	g	39.4	9.5	MINERALER				L-cystin	g	1.2	0.3
varav sockerarter	g	25.5	6.1	Kalcium	mg	1083	260	Glycin	g	4.6	1.1
Proteinekvivalenter	g	42	10	Klorid	mg	583	140	L-glutamin	g	3.6	0.9
Salt	g	0.95	0.23	Krom	µg	71	17	L-isoleucin	g	3.1	0.7
VITAMINER				Järn	mg	14	3.4	L-histidin	g	1.8	0.4
Biotin	µg	25	6	Fosfor	mg	825	198	L-leucin	g	4.7	1.1
Kolin	mg	279	67	Jod	µg	138	33.1	L-lysin	g	3.3	0.8
Folsyra	µg	208	49.9	Magnesium	mg	167	40	L-metionin	g	0.9	0.2
Pantotensyra	mg	5	1.2	Mangan	mg	1.7	0.41	L-prolin	g	3.3	0.8
Niacin	mg	14	3.4	Molybden	µg	50	12	L-serin	g	2.0	0.5
Vitamin B2	µg	1200	290	Kalium	mg	938	225	L-tyrosin	g	4.6	1.1
Vitamin B1	µg	1000	240	Koppar	µg	800	190	L-treonin	g	3.2	0.8
Vitamin A	µg (RE)	600	144	Selen	µg	35	8.4	L-tryptofan	g	1.0	0.2
Vitamin B12	µg	2	0.48	Natrium	mg	379	91	L-valin	g	3.6	0.9
Vitamin B6	µg	1100	260	Zink	mg	11	2.6	L-taurin	mg	92	22
								L-karnitin	mg	46	11

Viktigt

Doseringen bestäms i samråd med dietist eller läkare och bör endast användas under medicinsk tillsyn. Produkten är inte avsedd som enda näringskälla. Produkten är olämplig för andra än PKU patienter. Produkten är avsedd för barn från 6 månader. Produkten får inte ges parenteralt.

Osmolalitet: 24 g + 80 ml = 1637 osmol/kg.

Förvaring

Torr och svalt. Öppnad portionspåse skall användas omedelbart.

Distributör:

GHN Pharma Metabolic AB
Tel 031 303 33 99
info@ghnpharma.com