



T-EZ Pro

Processindikator

Ett biologiskt test som kontrollerar kvaliteten på rengöringsprocessen i instrumentdiskmaskiner. T-EZ Pro är "allt i ett" förpackad med indikatorn innesluten i en plastbehållare som enkelt kläms fast i korgen/brickan, vilket gör produkten mycket enkel att använda. Indikatorn består av fårblod vilket överensstämmer mycket bra med humant blod. Att använda detta test regelbundet hjälper dig att säkerställa diskdesinfektorns rengörande effekt. ST-79 och ISO 15883-1 kompatibelt. Förpackningen innehåller 15 indikatorer, bara att öppna o fästa i korgen. Förvaras i rumstemperatur.

Kort om produkten:

- + Lätt att se testplattan som är säkert placerad i plathållaren
- + Lätt att se godkänt/underkänt resultat - med noggrann kalibrering av tid, temperatur, vattentryck, tvättmedelskoncentration och cykelparametrar kommer testjorden att tas bort helt i slutet av rengöringscykeln.
- + Stöder AAMI ST79 bästa praxis, engagemang för patientsäkerhet samt övergripande arbetssätt.
- + Varje T-EZ Pro är förpackad i en förseglad aluminiumpåse som anger produkt, partinummer och utgångsdatum.



Art.nr	Ref.nr	Beskrivning	Avd förp
10024153	IN-EZ-015-100	T-EZ Pro	1

Leverantör

Key Surgical

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com