



Afenil® Micro 3H

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Afenil® Micro 3H är fenylalaninfria mikrotabletter och är därför lämpliga för kostbehandling av fenylketonuri (PKU).

Dosering och administrering

Afenil® Micro 3H kan intas tillsammans med vätska.

Ett fullt burklock innehåller 9 gram protein (13g mikrotabletter).

Mikrotabletternas slow-release process gör att tablettorna är lukt- och smakfria samt att aminosyrorna frisläpps under 3 timmar efter intag.

Näringsdeklaration		per 100 g			per 100 g
Energi	kJ	1678	L-glutamin	g	6.02
	kcal	396	L-isoleucin	g	5.31
Fett	g	3.6	L-histidin	g	3.07
varav mättat fett	g	3.59	L-leucin	g	8.27
Kolhydrater	g	13	L-lysin	g	5.50
varav sockerarter	g	0	L-metionin	g	1.42
Fiber	g	3.7	L-prolin	g	5.54
Proteinekvivalenter	g	70.7	L-serin	g	3.42
Salt	g	1	L-tyrosin	g	7.78
AMINOSYROR			L-treonin	g	5.31
L-alanin	g	3.07	L-tryptofan	g	1.65
L-arginin	g	4.90	L-valin	g	6.13
L-aspartat	g	7.76	L-aurin	g	0.12
L-cystin	g	2.01	L-karnitin	g	0.08
Glycin	g	7.68			

Viktigt

Doseringen bestäms i samråd med dietist eller läkare och bör endast användas under medicinsk tillsyn. Produkten är inte avsedd som enda näringskälla. Produkten är olämplig för andra än PKU patienter. Produkten är avsedd för barn från 3 år och vuxna. Produkten får inte ges parenteralt.

Förvaring

Torr och sval. Efter öppnande, stäng burken ordentligt.

Distributör:

GHN Pharma Metabolic AB
Tel 031 303 33 99
info@ghnpharma.com