



4x110 gram



GA Medmicro 3H

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

GA Medimicro 3H är lysinfria mikrotabletter med lågt innehåll av tryptofan och är lämpliga för kostbehandling av glutarsyraemi typ 1 (GA1).

Dosering och administrering

GA Medimicro 3H kan intas tillsammans med vätska.

Ett fullt burklock innehåller 8 gram protein (13 gram mikrotabletter).

Mikrotabletternas slow-release process gör att tablettorna är lukt- och smakfria samt att aminosyrorerna frisläpps under 3 timmar efter intag.

Näringsdeklaration		per 100 g			per 100 g
Energi	kJ	1628	Glycin	g	4.0
	kcal	389	L-glutamin	g	4.8
Fett	g	2.6	L-isoleucin	g	5.8
varav mättat fett	g	2.6	L-histidin	g	2.9
Kolhydrater	g	12	L-leucin	g	9.3
varav sockerarter	g	0	L-metionin	g	1.8
Fiber	g	10	L-prolin	g	5.6
Proteinekvivalenter	g	65	L-serin	g	4.4
Salt	g	0.02	L-tyrosin	g	5.5
AMINOSYROR			L-treonin	g	4.8
L-aspartat	g	4.0	L-tryptofan	g	0.1
L-alanin	g	6.4	L-valin	g	6.4
L-arginin	g	5.0	L-aurin	mg	145
L-cystin	g	2.4	L-karnitin	mg	152
L-fenylalanin	g	4.8			

Viktigt

Doseringen bestäms i samråd med dietist eller läkare och bör endast användas under medicinsk tillsyn.
Produkten är inte avsedd som enda näringskälla.
Produkten är olämplig för andra än GA1 patienter.
Produkten är avsedd för barn från 3 år och vuxna.
Produkten får inte ges parenteralt.

Förvaring

Torr och sval. Efter öppnande, stäng burken ordentligt.

Distributör:

GHN Pharma Metabolic AB
Tel 031 303 33 99
info@ghnpharma.com