



4x110 gram

**HOM Medmicro 3H**

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

HOM Medimicro 3H är metioninfria mikrotabletter och är därför lämpliga för kostbehandling av homocystinuri (HCU).

Dosering och administrering

HOM Medimicro 3H kan intas tillsammans med vätska.

Ett fullt burklock innehåller 8 gram protein (13 gram mikrotabletter).

Mikrotabletternas slow-release process gör att tablettorna är lukt- och smakfria samt att aminosyrorna frisläpps under 3 timmar efter intag.

Näringsdeklaration		per 100 g		per 100 g	
Energi	kJ	1628	Glycin	g	4.7
	kcal	389	L-glutamin	g	6.1
Fett	g	2.6	L-isoleucin	g	5.0
varav mättat fett	g	2.6	L-histidin	g	8.2
Kolhydrater	g	12	L-leucin	g	8.2
varav sockerarter	g	0	L-lysin	g	5.6
Fiber	g	10	L-prolin	g	5.0
Proteinekvivalenter	g	65	L-serin	g	3.7
Salt	g	0.02	L-tyrosin	g	4.0
AMINOSYROR			L-treonin	g	3.5
L-aspartat	g	7.1	L-tryptofan	g	1.7
L-alanin	g	3.2	L-valin	g	5.5
L-arginin	g	5.4	L-aurin	mg	143
L-cystin	g	2.1	L-karnitin	mg	71
L-fenylalanin	g	4.0			

Viktigt

Doseringen bestäms i samråd med dietist eller läkare och bör endast användas under medicinsk tillsyn. Produkten är inte avsedd som enda näringskälla. Produkten är olämplig för andra än HCU patienter. Produkten är avsedd för barn från 3 år och vuxna. Produkten får inte ges parenteralt.

Förvaring

Torr och svalt. Efter öppnande, stäng burken ordentligt.

Distributör:

GHN Pharma Metabolic AB
Tel 031 303 33 99
info@ghnpharma.com