



EasiTex® 96

Mjuka, bulkiga och högabsorberande. Lämpar sig väl för avtorkning och desinfektion, samt för polering. Den största duken passar även bra som patienthandduk samt som badlakan för neonatal.

EasiTex torkdukar är speciellt framtagna för områden med höga krav på hygien och lågt fibersläpp. Kombinationen lågt fibersläpp, hög absorptionsförmåga och bra våtstyrka gör EasiTex unika som marknadens mest kvalificerade torkdukar.

- Kräppad struktur
- Består av cellulosa och polyester
- Innehåller ej latex eller silikon
- Uppfyller kraven på fibersläpp enligt SS-EN 13795-1:2019
- Hög hållfasthet både våt och torr
- Lösningemedelsbeständig
- Tillhörande rostfri, tvättbar vägghållare finns



Grupp	Pos.nr.	Art.nr.	Benämning	Färg	Storlek	Antal
Sterilcentral	16	963138	EasiTex 96, ark	Vit	30 x 38 cm	8 x 85 ark/fp