



## Hegu Akupunktur nål Classic 0,20 x 15 mm

Hegu Classic är en klassisk kinesisk akupunktur nål med flexibelt handtag, tillverkat av tunn koppartråd. Handtaget är försilvrat för att ge högsta möjliga elektriska ledningsförmåga och för att undvika oxidation. Handtaget är grövre än på andra akupunktur nålar av denna typ, vilket gör nålen lättare att manipulera. Stålet har högsta kinesiska kvalitet med maskinslipad spets, vilket gör det lätt att penetrera huden och nålens polering är den som kinesiska akupunktörer kräver.

Passar bra för elstimulering.

- Utan hylsa.
- 3 års steriliseringstid från tillverkningsdatum.
- 100 st/förpackning.
- Förpackade styckvis per blister (1-pack).

**Antal nålar:** 100 st

**Steriliseringstid:** 3 år

**Märkning:** Produkten är en CE-märkt (certifierad av ett anmält organ 0197) medicinteknisk produkt enligt MDD 93/42/EEC klass IIa.