

LV Handdesinfektion

Vårdande handdesinfektion, även för känslig hud

EN 1500:2013 • EN 12791:2016 • EN 13624:2013 • EN 13727:2015 • EN 14476:2013

Godkänd som både vanlig handdesinfektion och preoperativ handdesinfektion.

LV Handdesinfektion är ett effektivt och tryggt handdesinfektionsmedel för dagligt bruk. Det etanolbaserade handdesinfektionsmedlet är lätt att applicera och torkar snabbt. LV Handdesinfektion innehåller hudvårdande och återfuktande glycerol och lämpar sig särskilt för personer med känslig hud, allergier och atopisk hud. LV Handdesinfektion innehåller inga doft- eller färgämnen och den har beviljats finska Allergi-, hud- och astmaförbundets allergimärke.

Mikrobicid effekt

Produkten är effektiv mot en stor mängd bakterier, virus och svamp. Produkten uppfyller kraven i följande EN-standarder:

- SFS-EN 1500 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel. Hygienisk handdesinfektion. Provningsmetod och krav (fas 2.2)
- SFS-EN 12791 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel. Medel för kirurgisk handdesinfektion. Provningsmetod och krav (fas 2.2)
- SFS-EN 13624 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel. Kvantitativt suspensionsprov inom medicin för utvärdering av den fungicida och jästicida effekten. Provningsmetod och krav (fas 2.1)
- SFS-EN 13727 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel. Kvantitativt suspensionsprov inom medicin för utvärdering av den baktericida effekten. Provningsmetod och krav (fas 2.1)
- SFS-EN 14476 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel. Kvantitativt suspensionsprov inom medicin för utvärdering av den virusavdödande effekten. Provningsmetod och krav (fas 2.1)


Bruksanvisning

Används som hygienisk och kirurgisk handdesinfektion. Tvätta händerna rena. Ta rikligt med handdesinfektionsmedel (3-5 ml) i torra händer och massera omsorgsfullt in medlet. Behandla också fingertopparna, under naglarna, mellan fingrarna och tummarna. Vid kirurgisk handdesinfektion behandlas händerna upprepade gånger så att de hålls fuktiga i 3 minuters tid. Desinfektionstiden för alkohol är densamma som torktiden.

Produktnummer, förpackningsstorlekar och EAN

26818	100 ml med vippkork	16 st	6414504295031
26815	500 ml pumpflaska	10 st	6414504173667
15789586	600 ml pumpflaska*	12 st	6414505130454
26820	1 L dispenser	10 st	6414504160391
1000000427	1 L*	10 st	6414505153910
1000000368	5 L burk	3 st	6414505149227

*svensk etikett



pH ca. 7,0

Förpackning och miljö

Bland förpackningarna är dispensern och pumpflaskan av hållbar PE-HD-plast och 100 ml flaskan av PET-plast, som är miljövänliga, återvinningsbara och brännbara material. Pumpflaskans pump innehåller metall och slängs i blandavfallet. Förpackningskartongen kan återvinnas. Förpackningarna har kvalitetssäkrats så att de passar ihop med produkten.

Förvaring och hållbarhetstid

Håller 2 år som öppnad och 5 år som oöppnad. Förvaras tätt tillsluten. Lagras stående.

Säkerhet

Lättantändlig vätska och ånga. Orsakar kraftig ögonirritation. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen eld/heta ytor. Rökning förbjuden. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ytterligare information gällande säkerhet hittas i säkerhetsdatabladet.

Tillverkningsland

Finland

Ingredienser

Ethanol (denat. A12t®) 74 w-% / 80 v-%
Glycerol och glycerolderivat
Aqua ad 100%
Hydroxypropyl methylcellulose

20201127