



Leverantör:  
Belimed

## Instrumentkorg/småttingskorg modell tesil

En korg för användning i diskdesinfektor/autoklav, lämplig för små produkter t ex stift, skruvar. Enkel att använda, enhandsgrepp. Material: Rostfritt stål, handtaget belagt med Rilsan (Nylon och Polyamid) för bättre grepp.

Art.nr	Ref.nr	Storlek mm	Förp.
10024481	1023879	193 x 32,5 Diameter 65	1



*at the heart of healthcare*

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com