

Hylsa för Kirchnertråd

- Gjord av rostfritt stål.
- Finns i olika storlekar
- Inkluderar 2 x silikonlock, 1 x nyckelring och 1 x badge i rostfritt stål - yttre-Ø: 19 mm - inner-Ø: 17 mm, lämpad för diskdesinfektorer

Mediq artnr	Lev artnr	Beskrivning	Diameter	Längd	Antal/fp
10024541	O7436	Rengöringshylsa, stainless steel	innerØ17mm, yttreØ19mm	220 mm	1 st
10019424	O7438	Rengöringshylsa, stainless steel	innerØ17mm, yttreØ19mm	330 mm	1 st
10020614	O7442	Rengöringshylsa, stainless steel	innerØ17mm, yttreØ19mm	550 mm	1 st
10021078	O7443	Rengöringshylsa, stainless steel	innerØ17mm, yttreØ19mm	605 mm	1 st

