



Leverantör:
PAC Production Sweden AB

Plissébägare 25 ml

Pappersbägare som passar till allt från ketchup, dressing och såser till tabletter inom sjukvården.

Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp
10024791	5652606	25 ml	1/5000

Mått: Ø 38x28 mm
Färg: Vit
Material: Papper nyfiber



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com