

Energirik sondnäring med fettsyraprofil anpassad för god absorption

Isosource Energy är en komplett och energirik sondnäring. Receptet är uppdaterat med tillägg av fiskolja samt MCT-fett som lätt tas upp av kroppen.

ANVÄNDNING

- Lämplig att använda till patienter som har ett extra högt energibehov eller de med vätskerestriktion.
- 20 % MCT-fett minskar risken för malabsorption¹.
- Nivån av EPA och DHA bidrar till en optimal n6:n3 ratio (4:1).
- Används på inrådan av läkare eller dietist.
- Glutenfri och med låg laktoshalt.

HÖG NÄRINGSTÄTHET

Isosource Energy kan användas som enda näringskälla vid dosering ≥ 1000 ml/dag.

FÖRPACKNING

Isosource Energy levereras i en 500 ml eller i en 1000 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

Isosource Energy är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi:	157 kcal
Protein:	16 E %, 6,1 g från mjölkprotein
Fett:	35 E %, 6,2 g från raps-, solros-, MCT- och fiskolja.
Kolhydrat:	49 E %, 19,3 g från maltodextrin
Laktos:	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten:	Glutenfri

1. R.H. Rollandelli et al. Lipids and Enteral Nutrition. Clinical nutrition: Enteral and tubefeeding. J.L. Rombeau, R.H. Rollandelli, W.B Saunders Company 1997.



SmartFlex[™]
En ny generation enterala förpackningar



INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, mjölkproteiner, vegetabiliska oljor, MCT-fett, mineraler (kaliumcitrat, trinatriumcitrat, trikal-ciumfosfat, kaliumfosfat, kaliumklorid, magnesiumcitrat, natriumklorid, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, kromklorid, natriumselenit, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E472c, E471), fiskolja, kolinbitartrat, stabiliseringsmedel (E460, E466, E407) vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, B2, A, betakaroten, folsyra, D, B12, K, biotin), antioxidationsmedel (E304)

BESTÄLLNINGAR

Isosource Energy kan köpas på Apotek eller beställas direkt från Mediq Sverige AB eller ordinarie storhushållsgrossist. Mediq Sverige AB, Box 302, 431 24 Mölndal.

E-post: ks.sjukvard@mediq.com

Webshop: <http://4care.mediqverige.se/>

Telefon: 0771-999 888, Fax: 031-388 92 01

SmartFlex-förpackning	Best.nr Apotek/Mediq	Best.nr Storhushållsgrossist
12x500 ml	90 01 04	90 01 04
9x1000 ml	90 01 13	90 01 13

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	157
	kJ	661
Protein (16 E%)	g	6,1
Kolhydrat (49 E%)	g	19,3
-varav sockerarter	g	1,7
-varav laktos	g	<0,05
Fett (35 E%)	g	6,2
-varav mättat fett	g	2,0
- MCT	g	1,24
- varav enkelomättat fett	g	2,4
- varav fleromättat fett	g	1,4
- Omega-3	g	0,29
- varav EPA	mg	40,5
- varav DHA	mg	27,4
-Kvot n6:n3		4:1
Kostfiber	g	0
- varav lösliga	g	0
- varav olösliga	g	0
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	170
- varav Betakaroten	µg RE	43
Vitamin D	µg	2,2
Vitamin K	µg	12
Vitamin C	mg	16
Vitamin B1	mg	0,24
Vitamin B2	mg	0,27
Vitamin B6	mg	0,28
Niacin	mg NE	2,7
Folsyra	µg	45
Vitamin B12	µg	0,58
Pantotensyra	mg	0,86
Biotin	µg	7
Vitamin E	mg α-TE	2,6
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	60
Mineraler		
Natrium	mg	120
Klorid	mg	105
Kalium	mg	190
Kalcium	mg	110
Fosfor	mg	90
Magnesium	mg	18
Järn	mg	1,6
Zink	mg	1,5
Koppar	µg	240
Jod	µg	23
Selen	µg	10
Mangan	mg	0,36
Krom	µg	15
Molybden	µg	18
Fluor	mg	0,21
Osmolaritet	mOsm/l	391
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	510
Vattenhalt	g/100 ml	75