



Leverantör:  
Wipak

# Steriking sterilpåsar i dispenserförpackning

Steriliseringspåse papper/plast avsedd för paketering av mindre instrument samt mindre containrar. Dispenserförp: 200 st.

Påsarna är tillverkade av transparent, 9-lagers ljusgrön plastfilm som är vattenavvisande, och 70 g/m<sup>2</sup> medicinskt specialpapper.

Förpackade produkter kan enkelt identifieras genom plastfilmen vars gröna färg möjliggör kontroll av de svetsade fogarna. Produkterna lämpar sig för ånga, formaldehyd och EO sterilisering. Förseglingstemperatur 165-200°C

- Alla indikatorer är fria från lösningsmedel
- Påsen är märkt med; Namn, storlek, Lot, indikatorernas färg före och efter process, förseglingstemp.
- Stark 9 lagars specialplastfilm och medicinskt papper med en förstärkt barriär samt vattenavvisande. Dessa ytor ger ett fiberfritt och säkert "öppnande"

CE klass: MDR klass 1

Förvaring: I torr och ren miljö, själva produkten bör skyddas från direkt solljus

Hållbarhet: 5 år från tillverkningen. Lotnr på påse och dispenserförp. är tillverkningsår och månad (ååmm). Efter sterilisering är påsen validerad för 5-års hållbarhet



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

## Beställningsinformation

Art.nr	Ref.nr	Storlek mm	Förp
10025330	S24-D	75 x 150	200 / 2000
10025331	S2-D	75 x 200	200 / 1000
10025332	S1-D	50 x 250	200 / 1000
10025333	S4-D	75 x 270	200 / 1000
10025334	S18-D	75 x 300	200 / 2000
10025335	S3-D	100 x 200	200 / 1000
10025336	S5-D	100 x 270	200 / 1000
10025337	S8-D	100 x 300	200 / 1000
10025338	S9-D	100 x 400	200 / 1000
10025340	S6-D	150 x 270	200 / 1000
10025341	S20-D	150 x 300	200 / 1000
10025342	S26-D	150 x 350	200 / 1000
10025343	S13-D	150 x 400	200 / 1000
10025344	S16-D	250 x 380	200 / 600



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com