

# Gripper Plus™ Power P.A.C™



## Indikationer

Den här produkten indikeras för administrering/aspiration av vätskor till/från implanterade portar. Den är utformad för att skydda mot exponering för blodburna patogener som orsakats av nålsticksskador. Vid användning av implanterbara venportar för högt tryck indikeras denna produkt för högttrycksinjektion av kontrastmedel. Den skyddar inte mot andra risker för blodburen patogenspridning.

## Laglig tillverkare

ICU Medical, Inc.  
6000 Nathan Lane North  
Minneapolis, MN 55442 USA

## Ursprungsland

Mexiko

## Animaliskt ursprung

Inga enheter listade i denna produktserie innehåller några substanser som härrör från animalisk vävnad enligt Kommissionens förordning (EU) 722/2012.

## Steriliseringmetod

Etylenoxid

## Hållbarhet


Produkten är försedd med ett bäst före-datum på 5 år, förutsatt att förpackningen är oskadad och oöppnad. Detta baseras på accelererade ålderstester, tester av lagringsdugligheten och åldringsprocessen i realtid.

## Inte tillverkade med DEHP-mjukgörare


## MR-villkorlig upp till 3 tesla

## Medger högttrycksinjektioner upp till 5 mL/s och med 300 psi

## Fyllningsvolym



Raka slangar utan Y-koppling



Y-kopplings slang med nålfri konnektor

## Märkning och förpackning

Typ av förpackning	Längd	Bredd	Höjd
Produktförpackning (1 st)	101 mm	145 mm	25 mm
Avdelningsförpackning	205 mm	92 mm	148 mm
Transportförpackning	492 mm	422 mm	406 mm

## Komponentsammansättningar

Slangklämma	Acetal, naturligt vit
Skum	EVA (etylenvinylacetat)
Hölje och	Sampolymer av akryl, cyrolit G20, ofärgad
Kanyl	304 SS
Kanylskydd	LDPE
Slang	PVC, TOTM
Klämma	Acetal
Honluer	PVC, TOTM
Propp för oventilerad hankoppling	ABS

Produktutbud och specifikationer

Gripper Plus Power P.A.C. stickskyddade venportnålar (MR-villkorlig upp till 3 tesla)				
Inte gjord av naturgummi, icke-stansande, icke-silikoniserat, löstagbart konturformat handtag, vadderad nålplattform, 20 cm (8 tum) förlängningsslang med eller utan Y-koppling				
Nålfri Y-koppling	Längd	Beställningsnummer	GTIN	Enhet
Lueraktiverat nålfritt injektionsställe				
20 gauge	16 mm	21-3464-24	3 0610586 03363 6	12/kartong
	19 mm	21-3465-24	3 0610586 03304 3	12/kartong
	25 mm	21-3466-24	3 0610586 03305 0	12/kartong
	32 mm	21-3467-24	3 0610586 03306 7	12/kartong
19 gauge	19 mm	21-3468-24	3 0610586 03307 4	12/kartong
	25 mm	21-3469-24	3 0610586 03308 1	12/kartong
	32 mm	21-3470-24	3 0610586 03309 8	12/kartong
Utän Y-koppling	Längd	Beställningsnummer	GTIN	Enhet
20 gauge	16 mm	21-3369-24	3 0610586 03302 9	12/kartong
	19 mm	21-3367-24	3 0610586 03300 5	12/kartong
	25 mm	21-3362-24	3 0610586 03296 1	12/kartong
	32 mm	21-3363-24	3 0610586 03297 8	12/kartong
19 gauge	19 mm	21-3368-24	3 0610586 03301 2	12/kartong
	25 mm	21-3364-24	3 0610586 03298 5	12/kartong
	32 mm	21-3365-24	3 0610586 03299 2	12/kartong

Mer information finns på [www.icumed.com](http://www.icumed.com) eller genom att ringa +46 (0)8 594 772 50



© 2024 ICU Medical, Inc. | P24-6067-3-R1-EMEA-SV

Produkten uppfyller gällande lagstiftning och har motsvarande CE-märkning (2797). Ytterligare information, varningar och/eller försiktighetsåtgärd angående säkerhet finns i tillverkarens bruksanvisning.

+46 (0)8 594 772 50 | [www.icumed.com](http://www.icumed.com)