

Productspecificationer

Brand : Klinion® Protection
Product : Medicinskt munskydd typ IIR, 3 layers

Packaging & Product Reference

Produkt referens	Benämning	Bredd	Längd	Färg	Antal per innerkartong	Innerkartong mått (mm)	Antal per ytterkartong	Ytterkartong mått (mm)
522720	KPP MEDICAL FACE MASK IIR EARLOOPS BLUE	17.5	9.5	Blue	50	185*100*80	2000	520*390*340

* Storlekarna är ungefärliga

Produktbeskrivning

Klinion engångs, icke sterilt medicinskt munskydd med 3 lager består av:

- PP nonwoven väv
- PP meltblown väv
- Justerbar, nickelfri näsbygel
- Elastiska öronband

Avsedd användning

- Klinion medicinskt munskydd är avsett att användas av vårdpersonal för att täcka näsa och mun och skapa en fysisk barriär mot direkt exponering för patogener, mikroorganismer, kroppsvätskor m.m.
- **Endast för engångsbruk.**

Klassificering

MDR (EU) 2017/745 Class I

Egenskaper

- Alla sömmar är ultraljudssvetsade
- Mjuka, elastiska öron band som passar de flesta ansiktsformer
- Näsbygel i aluminiumlegering som inte viker sig och ger en säker passform över näsa och kinder

Prestanda & Begränsningar

- Masken ska väljas korrekt enligt avsedd användningsområde.
En individuell riskbedömning ska göras.
- Kontrollera att masken är hel och utan synliga defekter.
Använd inte masken om den är skadad eller om hållbarhetsdatum passerats.
- Överensstämmer med: EN 14683:2019 + AC:2019

Productspecificationer

Produktprestanda		
Test	Test	Krav
Bakteriell filtreringseffektivitet (BFE)	EN 14683:2019 + AC:2019 Appendix B	≥ 98%
Differenstryck (Delta P)	EN 14683:2019 + AC:2019 Appendix C	< 60 Pa/cm ²
Stänkrestand	ISO 22609 :2004	≥ 16 kPa
Mikrobiell renhet	EN 14683:2019 + AC:2019 Appendix CD	≤30 CFU/g

Bruksanvisning

1. Placera masken med den blå sidan utåt och näsbygeln uppåt.
2. Tryck näsbygeln från mitten och utåt för att forma den efter näsan.
3. Vik ut vecken och täck näsa, mun och haka helt.

Produktens komponenter

Yttre lager	Spunbond Polypropylene 25 g/m ² (Blå)
Mellanlager	Meltblown Polypropylene 25 g/m ² (Vit)
Inre lager	Spunbond Polypropylene 20 g/m ² (Vit)

Produkten är

- Latex-free
- Nose piece is nickel-free
- Absent of human or animal tissue, blood or blood derivative

Sterilisering

- Inte tillämpligt — produkten levereras icke steril.

Förvaring

- Förvara skyddat från direkt solljus, i en ren och torr miljö i rumstemperatur.


Hållbarhetstid

- 3 år

Productspecificationer

Bilder



Approval	Name	Date	Signature
Product Manager	Levine van Buren	29-07-2022	
RA-Coordinator	Warsha Baboelal	01-08-2022	