



Samlingsbroschyr

# Engångsinstrument



*at the heart of healthcare*

Sterila engångsinstrument i återvinningsbart stål. Klara för användning. Levereras i praktisk dispenserförpackning och är enstycksförpackade. Instrumenten är färgkodade för att undvika förväxling med flergångsinstrument och är CE märkta med en livslängd på 5 år. Skall kasseras som skärande/stickande avfall eller enligt lokala direktiv.

- Engångsinstrument är ett kostnadseffektivt alternativ.
- Minskar arbetsbelastningen på sterilcentralerna, rengöring och re-sterilisering.
- Elimineras kostnad för logistikhantering.
- Minimerar risk för korskontaminering och därmed infektionsrisk
- Inget svinn eller några reparationskostnader
- Lätt att välja ut endast de instrument som behövs för varje arbetsmoment.
- Användningsområde: Vårdcentral, akutsjukvård, vårdavdelning, men även inom industrin och livsmedelsindustrin där sterila instrument är ett krav.



## PINCETTER

Ref.nr	Beskrivning	Förp.
570031S	Pincett anatomisk 13cm	25/100
570078S	Pincett Hunter 10,5 cm	25/100
570032S	Pincett med klor 13 cm	25/100
570033S	Pincett Adson 12 cm	25/100
570034S	Pincett Adson 1x2 klor 12 cm	25/100
570037S	Pincett anatomisk 14,5 cm	25/100
570039S	Pincett med 1x2 klor 14,5 cm	25/100

## PEANGER



Ref.,nr	Beskrivning	Förp.
570004S	Peang "mygga" böjd utan klor 12,5 cm	25/100
570045S	Peang artär, Pean, rak utan tänder 14 cm	25/100

## SAXAR

Ref.nr	Beskrivning	Förp.
570011S	Ögonsax rak, fin/skarp, 11 cm	25/100
570012S	Ögonsax rak skarp/skarp 14 cm	25/100
570013S	Bandagesax Lister 14 cm	25/100
570051S	Sutursax Spencer 9 cm	25/100
570052S	Saxböjd skarp/skarp 14 cm	25/100
570056S	Sax kirurgisk böjd skarp/trubbig 14 cm	25/100
570057S	Sax rak skarp/trubbig 13 cm	25/100
570058S	Sax böjd skarp/trubbig 13 cm	25/100
570059S	Sax böjd ögon/ligatur 11 cm	25/100
570593S	Nagelsax König 15 cm	25/100
570016S	Sax rak skarp/trubbig 14,5 cm	25/100
570437S	Sax rak disselering Mayo 15 cm	25/100
570440S	Sax rak disselering Mayo 17 cm	25/100




## NÅLFÖRARE

Ref.nr	Beskrivning	Förp.
570027S	Nålförare Hegar 13 cm	25/100
570022S	Nålförare Hegar 20,5 cm	25/100




## KYRETTER

Ref.nr	Beskrivning	Förp.
570081S	Kyrett ben trubbig hake 12 cm	25/100
570104S	Kyrett Volkmann dubbelsidig slev 22 cm	25/100



## SUTURSET

### Litet set



- 1 st 2-delat transparent tråg 180 x 97 x 26 mm
- 3 st kompresser NV, 10 x 10 cm
- 5 st torkar GV, 30 mm ø
- 1 st Baumgartner nålförare, 14,5 cm
- 1 st Adson pincett, 12 cm, 1 x 2 klor
- 1 st ögonsax, böjd, 11 cm
- 1 st omslagsduk, grön, 50 x 50 cm

Ref.nr	Beskrivning	Förp.
10608088	Suturset litet, sterilt	28/112

### Stort set



- 1 grön omslagsduk 70 x 50 cm
- 10 st nonwoven torkar, 30 mm Ø
- 1 st skål 250 ml, 95 x 50 x 70 cm, graderad, PP, blå
- 1 st rondskål 800 ml, graderad, PP, blå
- 1 sax, rak, skarp/trubbig, 14,5 cm
- 1 pincett Adson, 1x2 klor, 12 cm
- 1 nålförare Hegar, 15 cm

Ref.nr	Beskrivning	Förp.
10608032	Suturset stort, sterilt	42/84

Vid frågor kontakta:

Produktchef Annika Larsson  
annika.larsson@mediq.com  
Tel. 031 - 388 90 61



*at the heart of healthcare*

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka, Tel. 031-388 90 00, [www.mediq.se](http://www.mediq.se)