



Slutet Dränageset

För att tillgodose en komplikationsfri läkning har Redax utvecklat ett slutet set med uppsamlings-påse och passivt dränage, typ Robinson.

PRODUKTFAKTA

- Silikon/Elastomer av medicinsk kvalitet. Vävnadsvänliga thrombo-resistenta silikondränage. Dränet är mjukt och följer lätt kroppens kontur utan att knicka, vilket gör det till ett för patienten behagligt och säkert dränage med utmärkta egenskaper.
- Dränaget har utmärkt transparens vilket underlättar inspektion.
- Silikondränaget är mycket hållfast och vävnadsvänligt mjukt material som ger låg friktion och därmed säkerställer ett högre flöde utan risk för koagulation. Materialet bibehåller sina goda egenskaper oberoende av kroppstemperatur.
- Det passiva silikondränaget, typ Robinson är säkert och effektivt och fungerar med hjälp av gravitation.
- Det består av ett 100 cm långt silikondränage ihopkopplat till en tömbar uppsamlingspåse.
- Uppsamlingspåsen som rymmer 600 ml har en backventil för att eliminera risken för kontamination samt att den uppsamlade vätskan rinner tillbaka från påsen mot patienten.
- Dränaget har 6 ovala hål i olika höjd. Silikon retar inte vävnaden och ger minimal celladhesion inuti dränaget eller i hålen.
- Dränaget har röntgenmarkering.
- Finns i olika storlekar från 9 CH till 36 CH med ökning i steg om 3 CH.
- Dränaget är 100 cm långt.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|---------|--------|
| Tillverkare | REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy | | | |
| Material | Dränage: Silikon (Latex och ftalatfritt) Uppsamlingspåse: PVC med mjukgörare DEHP Biokompatibilitet och haemokompatibilitet enligt den internationella Standarden UNI EN ISO 10993-1 samt UNI EN ISO 10993-4 | | | |
| Sterilisation | Ethylen Oxid | | | |
| Hållbarhet | 5 år | | | |
| Artikelnummer | Artikelnr | Yttre diameter | Storlek | Påse |
| | 6021409 | 3 mm | 9 CH | 600 ml |
| | 6021412 | 4 mm | 12 CH | 600 ml |
| | 6021415 | 5 mm | 15 CH | 600 ml |
| | 6021418 | 6 mm | 18 CH | 600 ml |
| | 6021420 | 7 mm | 20 CH | 600 ml |
| | 6021424 | 8 mm | 24 CH | 600 ml |
| | 6021428 | 9.3 mm | 28 CH | 600 ml |
| | 6021430 | 10 mm | 30 CH | 600 ml |
| | 6021433 | 11 mm | 32 CH | 600 ml |
| 6021436 | 12 mm | 36 CH | 600 ml | |
| Avd/Trpt frp | Antal: 10/10 | | | |
| Förpackning | Set sterilt dubbelpackat i peel-open med papper/plast PET/PE (yttre) (Inre) plastpåse: LDPE Övrig: PVC-fritt och återvinningsbart | | | |
| Direktiv | Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany) | | | |
| Klassifikation | Klass IIa - MDD 93/42 EC | | | |
| Marknadsintroduktion år | 1999 | | | |
| Standard | UNI EN 1617 samt UNI EN 1618 | | | |
| Förvaring | Temperatur: 0° ÷ 60°C | | | |