

# Tillbringare med lock plast 1,5L



Artikelnummer: 513910  
Märke: Nordiska  
Leverantör: Nordiska Plast AB  
Förpackning: 1x8  
Lev.artnr: 1064-0401

## MATERIAL & SKÖTSEL

Färg: Transparent  
Huvudmaterial: Plast  
Materialspecifikation: SAN/PELD

## MÅTT

Volym (cl): 150

## TEKNISK INFO

Temperaturspann: -40° - +90°



## PRODUKTBESKRIVNING

Klassisk måttkanna i glasklar SAN-plast med tätslutande lock i Polyetenplast. Kannan har en graderad dl-skala. Livsmedelsgodkänd, fri från BPA och klarar maskindisk.