

PRODUKTINFORMATION

Innerkanyl för BLUselect[®] Trakealkanyl



Innerkanyl för BLUselect[®] Trakealkanyl

- Tillgänglig som fenestrerad (röd) och ofenestrerad (transparent).
- Färgkodade innerkanylet för att minimera risken för förväxling.
- Färgmarkering på kanyl och förpackning
- Användning max 29 dagar



ORDER INFORMATION

Fenestrerad innerkanyl till BLUselect[®] Trakealkanyl (röd)

Artikelnummer	Innerdiameter	Färgmarkering	Ytterdiameter	Längd (mm)	Antal/förp
101/851/060	6.0 mm	●	5.0 mm	64.5 mm	2
101/851/070	7.0 mm	●	6.0 mm	70.0 mm	2
101/851/075	7.5 mm	●	6.5 mm	73.0 mm	2
101/851/080	8.0 mm	●	7.0 mm	75.5 mm	2
101/851/085	8.5 mm	●	7.5 mm	78.0 mm	2
101/851/090	9.0 mm	●	8.0 mm	81.0 mm	2
101/851/100	10.0 mm	●	8.5 mm	87.5 mm	2

Innehåller en fenestrerad och en ofenestrerad innerkanyl per förpackning (101/851/xxx)

Ofenestrerad innerkanyl till BLUselect® Trakealkanyl (transparent)

Artikelnummer	Innerdiameter	Färgmarkering	Ytterdiameter	Längd (mm)	Antal/förp
101/850/060	6.0 mm	●	5.0 mm	64.5 mm	2
101/850/070	7.0 mm	●	6.0 mm	70.0 mm	2
101/850/075	7.5 mm	●	6.5 mm	73.0 mm	2
101/850/080	8.0 mm	●	7.0 mm	75.5 mm	2
101/850/085	8.5 mm	●	7.5 mm	78.0 mm	2
101/850/090	9.0 mm	●	8.0 mm	81.0 mm	2
101/850/100	10.0 mm	●	8.5 mm	87.5 mm	2
101/856/060	6.0 mm	●	5.0 mm	64.5 mm	20
101/856/070	7.0 mm	●	6.0 mm	70.0 mm	20
101/856/075	7.5 mm	●	6.5 mm	73.0 mm	20
101/856/080	8.0 mm	●	7.0 mm	75.5 mm	20
101/856/085	8.5 mm	●	7.5 mm	78.0 mm	20
101/856/090	9.0 mm	●	8.0 mm	81.0 mm	20
101/856/100	10.0 mm	●	8.5 mm	87.5 mm	20
101/858/060	6.0 mm	●	5.0 mm	64.5 mm	50
101/858/070	7.0 mm	●	6.0 mm	70.0 mm	50
101/858/075	7.5 mm	●	6.5 mm	73.0 mm	50
101/858/080	8.0 mm	●	7.0 mm	75.5 mm	50
101/858/085	8.5 mm	●	7.5 mm	78.0 mm	50
101/858/090	9.0 mm	●	8.0 mm	81.0 mm	50
101/858/100	10.0 mm	●	8.5 mm	87.5 mm	50