

PRODUKTINFORMATION

BLUselect® Suctionaid® Trakealkanyl



101/860/xxxCZ
BLUselect® Suctionaid® Enbart
Trakealkanyl



101/870/xxxCZ
BLUselect® Suctionaid®
Trakeal kit

BLUselect® Suctionaid® Trakealkanyl och kit

- Separat kanal för effektiv borttagning av sekret ovan kuff, minskar risken för eventuell aspiration – Kan användas kontinuerligt eller intermittent för sug ovan kuff
- Färgmarkering på kanyl och förpackning
- Lasertryck på krage
- Soft-Seal® kuff
- Innehåller inte DEHP
- Kit innehåller:
 - BLUselect® Suctionaid® Trakealkanyl
 - Ofenestrerad innerkanyl (2)
 - Nackband
 - Rengöringsborste
 - Obturator
 - Talventil



ORDER INFORMATION

BLUselect® Suctionaid® Trakealkanyl		BLUselect® Suctionaid® Kit m trakealkanyl		Färg- markering	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd (mm)
Artikelnummer	Antal/förp	Artikelnummer	Antal/förp				
101/860/060CZ	10	101/870/060CZ	1	●	6.0 mm	9.2 mm	64.5 mm
101/860/070CZ	10	101/870/070CZ	1	●	7.0 mm	10.5 mm	70.0 mm
101/860/075CZ	10	101/870/075CZ	1	●	7.5 mm	11.3 mm	73.0 mm
101/860/080CZ	10	101/870/080CZ	1	●	8.0 mm	11.9 mm	75.5 mm
101/860/085CZ	10	101/870/085CZ	1	●	8.5 mm	12.6 mm	78.0 mm
101/860/090CZ	10	101/870/090CZ	1	●	9.0 mm	13.3 mm	81.0 mm
101/860/100CZ	10	101/870/100CZ	1	●	10.0 mm	14.0 mm	87.5 mm