

Urindroppssamlare

Conveen

 Coloplast

- ▶ Smart pack
- ▶ Dubbel-strip
- ▶ Läckagefri
- ▶ Komfortabel
- ▶ Balanserad häfta



Conveen Optima – gör det möjligt


Att använda blöja för urinläckage känns besvärande för många män och en del urindroppssamlare kan ge besvär som läckage, hudirritation m.m.

Conveen Optima är en latexfri urindroppssamlare av silikon. Den diskreta förpackningen, Smart pack, är enkel att ha med sig. Med hjälp av dubbel-stripen rullas urindroppssamlaren ut över ollonet. Urindroppssamlaren kramas runt penis så att den fästes ordentligt. Konnektoring och räfflor gör att urinen passerar och förhindrar läckage. Häftan är anpassad på ett sätt som är skonsamt för huden men ändå sitter tillräckligt bra fast.

Urindroppssamlare kombineras med urinuppsamlingspåse.

Användartips

Vid tvätt av penis, använd icke återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäster ordentligt. Det är också viktigt att få rätt storlek på urindroppssamlaren. Mät penis i avslappnat tillstånd, vid penisroten. Det görs lättast med **Conveen** Optima mätsticka. Kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 56.



Conveen Optima urindroppssamlare

| | Omkrets (mm) | Diam (mm) | Förp (styck) | Coloplast art nr |
|---|--------------|-----------|--------------|------------------|
| Självhäftande urindroppssamlare - standard längd (8 cm) | 80 | 25 | 30 | 220250 |
| | 90 | 30 | 30 | 220300 |
| | 105 | 35 | 30 | 220350 |
| | 125 | 40 | 30 | 220400 |
| Självhäftande urindroppssamlare - kort längd (5 cm) | 70 | 21 | 30 | 221210 |
| | 80 | 25 | 30 | 221250 |
| | 90 | 30 | 30 | 221300 |
| | 105 | 35 | 30 | 221350 |



Conveen Optima

Gör det möjligt

Conveen Optima

Conveen Optima är designad för att göra livet med urininkontinens så problemfritt som möjligt. Det är en mjuk och flexibel urindroppssamlare med fantastiska egenskaper.

Fördelarna med **Conveen** Optima inkluderar:

- Smart och diskret förpackning, färgkodad efter storleken.
- Dubbel-stripen ger en jämn och enkel utrullning.
- Materialet är töjbart och gör att urindroppssamlaren känns behaglig och sitter bra.
- Häftan är anpassad på ett sätt som är skonsam för huden men ändå sitter tillräckligt bra fast.
- Extra säkerhet tack vare ett tredubbelt antiläckagesystem bestående av:
 - Konnektoring och räfflor på urindroppssamlarens utlopp för enkel och säker koppling till urinpåsen.
 - Knickfritt utlopp för fritt flöde.
 - Flexibelt material.



*Conveen Optima har tilldelats priset "Look Good Feel Good 2006" från British Association of Urological Nurses, för den mest innovativa kontinensprodukten. Ett annat internationellt designpris har också delats ut till **Conveen Optima**; "Medical Design Excellence Award".*



Smart pack



Dubbel-strip



Komfortabel



Balanserad häfta



Läckagefri

Miljöfakta

Avfallshantering

Förpackning: Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas. Sortera och lämna till förpackningsinsamlingen. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sophöbning med energitvinnning.

Certifiering

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern, USA och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt bli certifierade.