



Fresubin® Energy Fibre

Beprövad och pålitlig nutrition

Näringsmässigt komplett sondnäring med högt energiinnehåll (1,5 kcal/ml) med fiber för kostbehandling av patienter med eller med risk för sjukdomsrelaterad undernäring. Särskilt för patienter med förhöjt energibehov och/eller vätskerestriktion.

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

sans gluten (F: sans lactose, sans gluten). Pour les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dentrins ou à risque de désnutrition ayant des besoins énergétiques accrus et/ou nécessitant une restriction hydrique et nécessitant un apport de fibres. **Dosage:** Les quantités doivent être déterminées et adaptées par le professionnel de santé selon les besoins du patient. **Recommandations:** En nutrition entérale totale, en moyenne ≈ 1500 ml/jour (2250 kcal). (F: Augmenter lentement le débit en début de réalimentation). **Avis important:** Doit être utilisé sous contrôle médical. Contrôler le débit d'administration. Peut être utilisé comme seule source d'alimentation. Ne convient pas à l'enfant de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique adapté. (F: Stérilisé. Usage entéral exclusif). **Utilisation:** Conserver et administrer à température ambiante (15-25 °C). Après ouverture, la poche connectée à la tubulure doit être utilisée dans les 24 heures. Agiter avant utilisation. (F: Vérifier l'intégrité du tube, la poche connectée à la tubulure doit être utilisée dans les 24 heures. Agiter avant utilisation. Ne pas conditionnement et l'aspect du produit). Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments ou d'autres nutriments dans le produit. **Ingredients:** Eau, maltodextrine, huiles végétales (coza, tournesol), protéines de lait, protéines de soja, inuline de chicorée, cellulose, émulsifiants (E 471, E 472), lecitines de soja, hydrogénéotrate de choline, stabilisants (E 460, E 466), chlorure de sodium, oxyde de magnésium, vit. C, phosphate de calcium, sulfate de zinc, fluorure de zinc, niacine, vit. E, chlorure de manganèse, acide pantothénique, vit. B₁₂, fluorure de sodium, vit. B₆, vit. B₉, sulfate de cuivre, vit. A, β -carotène, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, sélénite de sodium, molybdate de sodium, biotine, vit. D₃, vit. K₁, vit. B₅.

Alimento para usos médicos especiales. Alimentación por sonda nutricionalmente completa, con alto contenido energético (1.5 kcal/ml), con fibra, con aceite de pescado. Bajo contenido en lactosa (no apto para galactosémicos) y exento de gluten. Para el manejo dietético de pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición especialmente para pacientes con elevadas necesidades energéticas y/o con restricción de líquidos. **Dosis:** La dosis la determina el profesional sanitario según las necesidades del paciente. **Recomendación para alimentación completa:** ≈ 1500 ml/día (2250 kcal). **Importante:** debe utilizarse bajo supervisión médica. Deberá monitorizarse la velocidad de administración de la nutrición. Uso adecuado en niños < 6 años. Asegurar un aporte adecuado. **Instrucciones de uso:** almacenar a temperatura ambiente. Una vez abierto usar en 24 horas. Agitar bien antes de usar. No usar si la bolsa está deteriorada o hinchada o si el contenido está coagulado. No mezclar con medicamentos. **Ingredientes:** Agua, maltodextrina, aceites vegetales (coza, girasol), proteínas de la leche, proteínas de soja, inulina (de achicoria), celulosa, destilado de trigo, citrato de potasio, cloruro de potasio, ácido de pescado, carbonato de calcio, emulgentes (E 471, E 472), lecitinas de soja, hidrógeno tartrato de colina, estabilizantes (E 460, E 466), cloruro de sodio, óxido de magnesio, vit. C, fosfato de calcio, sulfato de zinc, niacina, vit. E, cloruro de manganeso, ácido pantoténico, vit. B₁₂, fluoruro de sodio, vit. B₆, vit. B₉, sulfato de cobre, vit. A, β -caroteno, ácido fólico, cloruro de cromo, yoduro de potasio, selenito de sodio, molybdate de sodio, biotina, vit. D₃, vit. K₁, vit. B₅.

Nicht zur parenteralen Ernährung! / Not for parenteral (I.V.) use! / Ne pas utiliser par voie parentérale (I.V.) / No administrar por vía parenteral!

Passar bra till patienter med förhöjt energibehov

Innehåller EPA^b och DHA^c från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:2,3

Fresubin Energy Fibre

500 ml Easybag.

Näringsdeklaration

Innehåll		100 ml
Energi	(= kcal) kJ	(150) 630
Fett	g	5,8
varav mättat fett	g	0,5
varav MCT ^a	g	0
varav enkelomättat fett	g	3,9
varav fleromättat fett	g	1,4
varav EPA ^b och DHA ^c	g	0,05
Kolhydrater	g	18
varav sockerarter	g	1,2
varav laktos	g	≤ 0,03
Fiber	g	1,5
Protein	g	5,6
varav kasein/vassle	%	51/49
Salt (=Na X 2,5)	g	0,25
Vitamin A	µg RE [*]	92
av vilka β-karoten	µg RE [*]	22
Vitamin D	µg	1,3
Vitamin E	mg α-TE ^{**}	3,0
Vitamin K	µg	6,7
Vitamin C	mg	6,7
Tiamin	mg	0,13
Riboflavin	mg	0,17
Niacin	mg/mg NE ^{***}	1,6/2,9
Vitamin B ₆	mg	0,16
Folsyra	µg	26,7
Vitamin B ₁₂	µg	0,27
Biotin	µg	5,0
Pantotensyra	mg	0,47
Natrium	mg/mmol	100/4,35
Kalium	mg/mmol	207/5,29
Klorid	mg/mmol	153/4,3
Kalcium	mg/mmol	67/1,67
Fosfor	mg/mmol	53/1,71
Magnesium	mg/mmol	24/0,987
Järn	mg	1,3
Zink	mg	1,2
Koppar	mg	0,13
Mangan	mg	0,27
Fluor	mg	0,13
Selen	µg	6,7
Krom	µg	6,7
Molybden	µg	10
Jod	µg	13,3
Kolin	mg	36,7
Osmolaritet	mosmol/l	325
Osmolalitet	mosmol/kg H ₂ O	430
Vatten	ml	76
Energifördelning E %		
Fett 35 %, kolhydrater 48 %, fiber 2 %, protein 15 %		
a MCT medellånga fettsyror, b Eicosapentaenoic acid, c Docosahexaenoic acid		
*RE: Retinolekvivalenter, **α-TE: Tokoferolekvivalenter, ***NE: Niacinekvivalenter		
Fettkälla: rapsolja, solrosolja, fiskolja		
Proteinkälla: mjölk, soja		
Kolhydratkälla: maltodextrin		
Fiberkälla: inulin, vetedextrin, cellulosa		
omega-3/omega-6 ratio: 1:2,2		



Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett sondnärning med högt energiinnehåll (1,5 kcal/ml) med fiber. Med fiskolja. Låglaktos, glutenfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för sjukdomsrelaterad undernäring, särskilt för patienter med förhöjt energibehov och/eller vätskerestriktion.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Rekommendationer som enda näringskälla = 1500 ml (2250 kcal)/dag.

Viktigt:

Ska användas under medicinsk övervakning. Kontrollera tillförselshastigheten. Lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Bruksanvisning:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Skaka väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvällad eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Inte för parenteral (i.v.) användning!

Ingredienser

Ingredienser

Vatten, maltodextrin, vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), natriumkaseinat från mjölk, sojaprotein, inulin, cellulosa, vetedextrin, kaliumcitrat, kaliumklorid, fiskolja, kalciumkarbonat, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), kolinbitartrat, stabiliseringsmedel (E 460, E 466), natriumklorid, magnesiumoxid, vitamin C, kalciumfosfat, järnsulfat, zinksulfat, niacin, vitamin E, manganklorid, pantotensyra, tiamin, natriumfluorid, riboflavin, vitamin B₆, kopparsulfat, vitamin A, β-karoten, folsyra, kromklorid, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B₁₂.

Beställning

I förpackning om 15x500 ml,
Varunummer Tamro/Aptek: 842624
Artikelnummer leverantör: 7063221



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi AB
Tfn: 020-116 68 44
www.fresenius-kabi.se

Order Tamro
E-post: order@tamro.com
Tfn: 031-767 76 43

Produktfrågor
E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com

Övriga frågor
E-post: kundservice@fresenius-kabi.com