

**PRODUKTBLAD**



**Produktnamn:**

nutrifit®

**Beskrivning:**

Matningssond i Polyuretan 125 cm med ENFit koppling

Art.nr	Storlek	Avd.förp (st)	Transp.förp (st)
I362.047	4 Fr	25	300
I362.057	5 Fr	25	300
I362.067	6 Fr	25	300
I362.087	8 Fr	25	300
I362.107	10 Fr	25	300
I362.127	12 Fr	25	150
I362.147	14 Fr	25	180
I362.167	16 Fr	25	180
I362.187	18 Fr	25	180

**Material:**

PUR, PP  
Nutrifit konnektor – PVC

**Övrig information:**

Röntgentät med två laterala hål. Centimeter märkning från 5-70 cm. Stängd ände. Konnektor med lock. Lockets färg indikerar vilken storlek (Fr) sonden har. Kompatibel med ISO 80369-3. Rekommenderad användningstid 1-4 veckor.

**Produkten är CE-märkt:**

Ja