



Produktfaktablad

Hemobox™ 4 för Vacutainer® rör 366903, 366904, 366905

- **Beskrivning:**

Dimensioner: L = 100mm x W. 93mm x H. 147mm

Vikt : 240g

- **Material:**

Ytterhölje: polypropylen

Bas: polypropylen

Rörskyddet: ABS

Absorberande material: syntetisk svamp, absorberande kapacitet: 54ml

Förslutning: NBR

Material och färg som används är fri från tungmetaller enligt gällande direktiv (directive 94/62/EC).

- **Lagring:**

Från 0° C till 40°C

Lådorna kan staplas på varandra.

- Förpackningen kan steriliseras, blötläggas i kall desinficerad lösning (Hexanios + Steranios)*. Avlägsna det absorberande materialet före sterilisering.

- **Certifikat:**

LNE N° xxxxxxxx

I enlighet med packinstruktioner P650 av ADR 2009 (Carriage of dangerous goods) ONU N° 3373

Tillverkad i Frankrike på basis av ISO 9001 (2000), NF EN ISO 13485 (2004) och ISO 14001 (2004) certifikat av LNE G-MED.

