

## EasiTex® moppstativ


- Hela stativet kan desinficeras i desinfektor "Spolo"
- Passar till teleskopskaft art.nr. 296218 och 483302

## EasiTex® teleskopskaft

- Ställbart för att passa alla användare
- Längdjustering sker med ett lätt tryck på handtaget

## EasiTex® teleskopskaft med upphängningshål

- Ställbart för att passa alla användare
- Längdjustering sker med tvåhandsfattning



 **GUNNAR ENGSTRAND AB**

Art. nr.	Benämning	Storlek	Antal/fp
482023	Moppstativ inkl. dukhållare	23 cm	1 st
481701	Moppstativ inkl. dukhållare	40 cm	1 st
480301	Moppstativ inkl. dukhållare	60 cm	1 st
296218	Teleskopskaft	120 - 180 cm	6 st
483302	Teleskopskaft med upphängningshål	100 - 160 cm	10 st