



Leverantör:
Medeco

Urinpåsehängare

Fri från Latex, PVC och DEHP

Tillverkad i återvinningsbar PP vilket är en av de bästa plasterna miljömässigt. Curion hängare för urinpåsar är speciellt designad för att hänga upp vanliga urininsamlingspåsar/benpåsar på tex. säng. Den är flexibel för olika påsstorlekar och tillverkad av polypropen.

Produktspecifik information

- Material: Polypropen (PP)
- CE märkning: MDR Riskklass I.
- Steril - Nej
- Hållbarhet: Flergångsbruk
- Sorteras enligt lokala föreskrifter som plast.

| Art.nr | Ref.nr | Total längd | Stolp längd | Total höjd | Hängar-diameter | Hängar-längd | Förp |
|----------|---------|-------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------|
| 10025790 | 3065262 | 161mm. | 151mm. | 80,5mm. | 49mm. | 116mm. | 10/250 |



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com