

Elastisk binda – Form Stretch Flergångs-

Latexfri

62% Bomull

30% Polyamid

8% Elastan

Gramvikt: 80 g/m² ± 1%

Längd:

Osträckt: 2,1 m ± 2%

Utsträckt: 4,2 m ± 2%

Elasticitet: 100% ± 2%



Indikationer: Fixering, stöd och avlastning

Färg: Vit

Autoklaverbar: Kan steriliseras i EO och ånga 135 °C

Tvättråd: 60 °C

CE-märkning: Klass 1 enl MDD

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Längd	Avd fp st	Trp fp st
3210030	4 cm x 4 m	10	40 x 10 = 400
3210031	6 cm x 4 m	10	32 x 10 = 320
3210032	8 cm x 4 m	10	24 x 10 = 240
3210033	10 cm x 4 m	10	20 x 10 = 200
3210034	12 cm x 4 m	10	16 x 10 = 160
3210035	15 cm x 4 m	10	12 x 10 = 120