



TrioApron CORE

TRIOAPRON CORE är ett skyddsförkläde som är anpassat för att skydda användare i olika miljöer. Det är framtaget för att skydda sjukvårds- och hemtjänstpersonal vid provtagning och behandling av patienter eller brukare.

TRIOAPRON CORE är tillverkad i polyetenmaterial med 70% återvunnen råvara, som minskar koldioxidutsläppen. Det är producerat i ett helt vattentätt material som är mjukt och bekvämt att bära och som skyddar användaren. Produkten är användarvänlig och smidig då den är förpackad på rulle med en dispenserförpackning. Detta gör produkten lättillgänglig och hygienisk samt minimerar risk för kontaminering.

TRIOAPRON CORE är framtagen i samarbete med svensk sjukvård för att säkerställa god användarvänlighet och bekväm komfort. Förklädet är CE-märkt enligt PPE/Skyddskläder Reg. (EU) 2016/425 CE-märkning enligt Riskkategori I.

 **Made in Sweden**


Trioworld

TrioApron CORE

PRODUKT

TrioApron CORE produceras i Sverige med hög levsrans-säkerhet. Skyddsförklädet är CE-märkt enligt PPE/Skydds-kläder Reg. (EU) 2016/425 Riskkategori I.

INNEHÅLL

Ämnen eller produkter som orsakar allergier eller intole-ranser (som anges i bilaga II till förordning (EU) 1169/2011) används inte avsiktligt i den här produkten.*

Vi intygar att vi under tillverkning av denna produkt inte använder eller tillsätter någon av de kemikalier som anges i följande bilagor i kvantiteter som överstiger de tillämpliga gränserna: Bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) 1907/2006 - Bilaga XVII+C370 till REACH-förord-ningen (EG) 1907/2006.

*Baserat på leverantörens produktinformation.

KVALITET & MILJÖ

Den här produkten är tillverkad i enlighet med:

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001: 2015
- Vi uppfyller REACH-krav
- Trioworld Code of conduct
- CE-märkning enligt PPE / Skyddskläder Reg. (EU) 2016/425 Riskkategori I

CE
0402




LATEX
FREE

Trioworld – stolt leverantör till den globala sjukvårds-industrin sedan 1965.

TEKNISK INFORMATION

Storlek:	800 mm eller 900 mm	
Total längd:	1250 mm	
Färg:	● Medtech-grön ● Rosa ● Transparent	
Materialtyp:	Polyetenfilm	
Tjocklek:	ca. 20 µm	

Förpackning:	Dispenser, 1-rulle	Dispenser, 3-rullar
Antal i förp.	50 st.	150 st.
Vikt förp.	1 kg	3 kg
Antal pall	12 000 st.	15 700 st.
Vikt pall	265 kg	340 kg



ORDERINFORMATION

Artikel:	TrioApron CORE
Leveranstid:	Enligt överenskommelse
Minimumorder:	1 helpall

Kontakta oss för beställning eller mer information:

+46 418-43 79 08
ppe@trioworld.com

Vill ni ha ett prov? Beställ på: ppe@trioworld.com

