



## TrioApron CORE

**TRIOAPRON CORE** är ett skyddsförkläde som är anpassat för att skydda användare i olika miljöer. Det är framtaget för att skydda sjukvårds- och hemtjänstpersonal vid provtagning och behandling av patienter eller brukare.

**TRIOAPRON CORE** är tillverkad i polyetenmaterial med 70% återvunnen råvara, som minskar koldioxidutsläppen. Det är producerat i ett helt vattentätt material som är mjukt och bekvämt att bära och som skyddar användaren. Produkten är användarvänlig och smidig då den är förpackad på rulle med en dispenserförpackning. Detta gör produkten lättillgänglig och hygienisk samt minimerar risk för kontaminering.

**TRIOAPRON CORE** är framtagen i samarbete med svensk sjukvård för att säkerställa god användarvänlighet och bekväm komfort. Förklädet är CE-märkt enligt PPE/Skyddskläder Reg. (EU) 2016/425 CE-märkning enligt Riskkategori I.

 **Made in Sweden**

  
**Trioworld**

# TrioApron CORE

## PRODUKT

TrioApron CORE produceras i Sverige med hög levsrans-säkerhet. Skyddsförklädet är CE-märkt enligt PPE/Skyddskläder Reg. (EU) 2016/425 Riskkategori I.

## INNEHÅLL

Ämnen eller produkter som orsakar allergier eller intoleranser (som anges i bilaga II till förordning (EU) 1169/2011) används inte avsiktligt i den här produkten.\*

Vi intygar att vi under tillverkning av denna produkt inte använder eller tillsätter någon av de kemikalier som anges i följande bilagor i kvantiteter som överstiger de tillämpliga gränserna: Bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) 1907/2006 - Bilaga XVII+C370 till REACH-förordningen (EG) 1907/2006.

\*Baserat på leverantörens produktinformation.

## KVALITET & MILJÖ

Den här produkten är tillverkad i enlighet med:

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001: 2015
- Vi uppfyller REACH-krav
- Trioworld Code of conduct
- CE-märkning enligt PPE / Skyddskläder Reg. (EU)
- 2016/425 Riskkategori I

CE  
0402




LATEX  
FREE

**Trioworld** – stolt leverantör till den globala sjukvårds-industrin sedan 1965.

## TEKNISK INFORMATION

<b>Storlek:</b>	800 mm eller 900 mm	
<b>Total längd:</b>	1250 mm	
<b>Färg:</b>	● Medtech-grön ● Rosa ● Transparent	
<b>Materialtyp:</b>	Polyetenfilm	
<b>Tjocklek:</b>	ca. 20 µm	

<b>Förpackning:</b>	<b>Dispenser, 1-rulle</b>	<b>Dispenser, 3-rullar</b>
Antal i förp.	50 st.	150 st.
Vikt förp.	1 kg	3 kg
Antal pall	12 000 st.	15 700 st.
Vikt pall	265 kg	340 kg



## ORDERINFORMATION

<b>Artikel:</b>	TrioApron CORE
<b>Leveranstid:</b>	Enligt överenskommelse
<b>Minimumorder:</b>	1 helpall

**Kontakta oss för beställning eller mer information:**

+46 418-43 79 08  
ppe@trioworld.com

**Vill ni ha ett prov? Beställ på:** ppe@trioworld.com

**Trioworld**

Trioworld Landskrona AB, Division Consumer Packaging, Lodbjursgatan 5, 261 44 Landskrona