

Febertermometer Omron Gentle Temp 520



Artikelnummer: 4114

Omron Gentle Temp 520 är en mycket avancerad och noggrann örontermometer i ergonomisk design. Levereras med 21 provlock, batteri och manual. 3 års garanti.

- Mätning på bara 1 sekund
- Minne för 9 mätningar
- Fritt val mellan Celsius och Fahrenheit
- Automatisk avstängning 1 minut efter mätning
- Mätområde: 34.0°-42.2°

Tillbehör:

4116 Provlock 40 st/fp