

CEDERROTH

First Aid & Burn Station

Första Hjälp-station för arbetsplatser med risk för brännskador och/eller som hanterar livsmedel, t ex storkök, livsmedelsindustrin samt verkstad. **Nu med nya Cederroth Burn Gel 100ml!**

CEDERROTH BURN GEL VID BRÄNNSKADOR

Cederroth Burn Gel 100 ml och kompresser ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännsår. Cederroth Burn Gel kylvler lika effektivt som ljummet vatten och påskyndar därmed läkningsprocessen.



SOFT FOAM DISPENSER

Cederroth Soft Foam Bandage Blue är ett elastiskt självhäftande plåster för maximal rörlighet. Med den smarta dispensern skär du enkelt av en lagom stor bit. Förbandet passar på alla typer av sår och sitter kvar även i vatten.

PLÅSTER FÖR BRÄNNSKADOR

Cederroth Burn Cover skyddar och lindrar smärtan vid mindre brännsår. Sårdynan består av en sval hydrogel som täcker hudens nervtrådar och hjälper till att lindra smärta och ger snabbare sårhäkning. Sårdynan fastnar inte i sår.

BLÅ PLÅSTER FÖR LIVSMEDELS-HANTERING

Salvequick Blue Detectable plåster är lämpliga vid hantering av livsmedel. Ett blått plåster är lättare att hitta visuellt och upptäcks också av de flesta metalldetektorer som används inom livsmedelsindustrin.



CEDERROTH FIRST AID & BURN STATION REF 51011003 ERSÄTTER REF 490960 Mått: B 29 x H 56 x D 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare (REF 1911)
- 2 (x2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 1 Cederroth Burn Gel, 100 ml (REF 51011005)
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser inkl.
Soft Foam Blue, 2 m x 6 cm (REF 51011011)
- 1 Salvequick Plåsterautomat inkl.
35 Blue Detectable plåster regular (REF 6735CAP) och
30 Blue Detectable plåster regular/fingertip (REF 6754CAP)
- 1 (x20) Salvequick Sårvtättare (REF 323700)
- 1 Andningsmask (REF 1921)
- 1 Cederroth Burn Cover (REF 901903)
- 1 Första Hjälp-instruktion
- 1 Refillnyckel