

MediLime Gastriska matningsrör

MediLime gastrostomikateter med Y ENFit-anlutning är särskilt utvecklad för administrering av enteral näring och medicinering. Gastrostomikatetern är gjord av ren silikon och är därför hudvänlig och flexibel. Den innehåller en medicinport som underlättar matningen med en spruta. Storleken på röret och ballongkapaciteten anges tydligt på skaftet.

Artikel	Beskrivning	Enhet
0504-12	MediLime Gastriska matningsrör 2-sätt med Y- ENFit adapter 12FR	2 delar
0504-14	MediLime Gastriska matningsrör 2-sätt med Y- ENFit adapter 14FR	2 delar
0504-16	MediLime Gastriska matningsrör 2-sätt med Y- ENFit adapter 16FR	2 delar
0504-18	MediLime Gastriska matningsrör 2-sätt med Y- ENFit adapter 18FR	2 delar
0504-20	MediLime Gastriska matningsrör 2-sätt med Y- ENFit adapter 20FR	2 delar
0504-22	MediLime Gastriska matningsrör 2-sätt med Y- ENFit adapter 22FR	2 delar
0504-24	MediLime Gastriska matningsrör 2-sätt med Y- ENFit adapter 24FR	2 delar

Produktegenskaper

Material	Silikon
PHT- och BPA-fri	JA
Latexfri	JA
För engångsbruk	JA
Steril	JA (till dess att förpackningen öppnas)
Förpackning	Förpackas per enhet
Enhet	Per 2 enheter
Typ streckkod	GS1

